

Drying Rack Cart 이동식 초자 건조대

배송비 별도

Cat. No.	Model	Size (w×d×h)	EA Price ₩
C04-11-081	LSGA720	720×500×1400 mm	545,100

- 재질 : Stainless Steel (파이프 : #304 / 와이어 : #202 / 판 : #204)
- 사각 스테인레스 파이프
- 내약품성 Plastic Peg들로 구성되어 모든 Glassware 거치용
- 바퀴가 달려 있어 이동시 편리함
- LK Labkorea



Wire Drying Rack with Curtain, 304 Stainless Steel 이동식 초자 건조대, 커튼형 조립식

Cat. No.	Model	Size (w×d×h)	EA Price ₩
R01-11-160	LWRM001N	700×450×1600 mm	582,700
R01-11-166	LWRM002N	900×450×1600 mm	651,600
R01-11-172	LWRM003N	1200×450×1600 mm	776,900

- 재질 : Stainless Steel 304, Antimagnetic
- 조립식으로 분해, 조립이 용이하며 칸 높이를 쉽게 조절 할 수 있음
- 반투명한 커튼이 기본 포함되어 있어 분진 오염을 예방 할 수 있음
- 물받이, 바퀴, 홀크기가 다른 트레이 4개, Curtain 1 set (2ea) 기본 포함
- LK Labkorea

Spare Curtain

Cat. No.	Model	규격	EA Price ₩
R01-11-920	LWRM011N	for LWRM001	42,100
R01-11-926	LWRM012N	for LWRM002	45,700
R01-11-928	LWRM013N	for LWRM003	49,700



Electronic Wire Drying Rack 열풍형 이동식 초자 건조대

배송비 별도


Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
C04-02-100	LD-700	w700 x d450 x h1600 mm	1,332,700
C04-02-150	LD-900	w900 x d450 x h1600 mm	1,408,700

- 재질 : Stainless Steel 304 (Epoxy Coated Steel : 상부 Cover, Controller)
- 열풍을 이용하여 빠르고 편리하게 건조 시킬 수 있음
- 조립식으로 분해 및 조립이 용이하며 선반 높이를 쉽게 조절 할 수 있음
- 반투명한 커튼이 기본 포함되어 있어 분진 오염을 예방 할 수 있음
- 타이머 설정 가능 • 건조 온도 설정 가능
- 물받이, 바퀴, 홀크기가 다른 선반 4개, Curtain 1 set (2ea) 기본 포함
- PL Insurance (제조물 배상 책임 보험)
- LK Labkorea

Cat. No.	C04-02-100	C04-02-150
Model	LD-700	LD-900
Size (w x d x h)	700 x 450 x 1600 mm	900 x 450 x 1600 mm
Control	Controller	Digital PID Controller
	Temperature	주변 온도 +10 °C ~ 50 °C / 0.1°C Resolution
	Timer	1min ~ 99hr 59min or Continuous
Material	Main Frame	304 Stainless Steel
	Contol Box	Powder Coated Steel
Electric Supply	Power	1 Phase / 220Vac / 50/60 Hz
	Max Consumption	500 W (2.3 A)
	Power Line	Standard Plug
Shelf hole (mm)	1단(85 x 85), 2단(50 x 50), 3단(36 x 36), 4단(25 x 25)	
Safety	Over Temp. & Over Current Protection	

Optional Accessory


Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
R01-11-920	LWRM011N	Spare Curtain for LD-700	42,100
R01-11-926	LWRM012N	Spare Curtain for LD-900	45,700



Controller



선반



바닥 판



스페어 커튼