

Micro Centrifuge, LK Lab® 마이크로 원심분리기, 1.5 / 2.0ml Tube x 8개

Cat. No.	Model	Max. Speed	Max. Rcf	EA Price ₩
C05-06-011	MCF-6	6200 rpm	1800×g	143,400

- 최대 6200rpm의 속도 고정형 Mini Centrifuge
- 뚜껑을 닫고 여는 것으로, 기기를 On/off 시킴
- 무게 중심을 하단에 두고 고무 재질의 바닥으로 제조
- 작동 시 움직임이 없으며, 진동과 소음을 최소화
- 구성 Rotor
 - Circular Angle Rotor : 8×1.5/2.0 ml Tube용, 각 8개×0.2/0.5 ml Tube용 Adapter
 - Strip Rotor : 32×0.2 ml PCR Tube or 4×0.2 ml PCR 8-Strip용
- LK Labkorea

Cat. No.	C05-06-011
Model	MCF-6
Max. Speed / RCF	6200 rpm (Not Adjustable) / 1800×g
구성 Rotor	Circular Angle Rotor, Strip Rotor
Run Time	Continuous Operation
Driving Motor	DC Motor
Size / Weight	w155×d183×h125 mm, 1.34 Kg
재질	PC Lid, ABS Body & Rotor
Power	230V, 50/60 Hz, 8W



Micro Centrifuge 마이크로 원심분리기, 1.5 / 2.0ml Tube x 8개

Cat. No.	Model	Max. Speed	Max. Rcf	EA Price ₩
C05-238-101	D1008	7000 rpm	2680×g	160,700

- 최대 7000rpm의 속도 고정형 Mini Centrifuge
- Start and Stop by Closing and Opening Lid or Using the on/off Switch
- Dual Door Interlock Design으로 Safety를 향상 시킴
- 가속과 감속이 빨라 작업이 효율적임
- 구성 Rotor
 - Angle Rotor : 8×1.5/2.0ml Tube용, 0.2ml/0.5ml용 아답타 각 8개
 - Strip Rotor : 32×0.2 ml PCR Tube or 4×0.2 ml PCR 8-Strip용
- DLAB

Spare Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
C05-238-512	A8-2	Angle Rotor, 1.5 / 2.0 ml Tube용	38,200
C05-238-516	A04-PCR8	Strip Rotor, 32×0.2 ml PCR Tube용	26,000
C05-238-519	SA02P2	0.2 ml Tube용 Adapter Set (8개)	18,600
C05-238-523	SA05P2	0.5 ml Tube용 Adapter Set (8개)	18,600

Cat. No.	C05-238-101
Model	D1008
구성 Rotor	Circular Angle Rotor, Strip Rotor, Tube Adapter
Run Time	Continuous Operation
Driving Motor	DC Motor
Noise Level	1 ≤ 45dB
Size / Weight	w160×d170×h122 mm, 0.5 Kg
Power	AC 100 ~ 240V, 50/60 Hz, 20 W
Certification	CE cTUVus FCC MCA

