

## IKA High Speed Mini Centrifuge 고속 미니 원심분리기, G-L

Cat. No.	Model	Type	Max. Speed	Max. Rcf	EA Price
C05-05-102	20021303	G-L	15700 rpm	16500×g	1,980,000

- 최대 15700rpm의 속도의 Mini Centrifuge
  - 구성 : G-L Centrifuge, 12×1.5/2.0ml vessel rotor, Screwdriver, USB Cable
  - 직관적이며 속도, 시간, 프로그램 설정이 쉬운 Display
  - 다른 Tool 없이도 Rotor 교체가 쉬움
  - 뚜껑이 완전히 닫힐 때 작동하여 안전하게 사용할 수 있음
  - Rotor and Adapters can be autoclaved (121°C, 2 bar)
  - Protection class acc. to DIN EN60529 (IP20)
- IKA

Cat. No.	C05-05-102
Type	G-L
Max. Speed	800 - 15700 rpm / Increment : 100 rpm
Accuracy	± 100 rpm
Max. RCF	16500×g
Rotor Capacity	12 × 1.5 / 2.0 ml Tube (Optional Adapter for 0.4/0.5ml & PCR tube)
Timer	20 sec ~ 99 min 59 sec, 7 segment LED
Noise Level	55 dB(A)
Advance Feature	Speed/RCF Switch, Unbalance Sensor, Automatic Opening Cover
Motor Rating Input	65 W
Size / Weight	w200×d280×h140 mm, 3.9 kg
Power	220 ~ 230V, 50/60 Hz, 92 W

### Optional Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
C05-05-104	30001345	PCR Set, 2×PCR strips, 8×0.2ml Tube	320,000
C05-05-106	30001346	0.2 ml PCR Tube용 Adapter (6 pcs)	15,000
C05-05-108	30001347	0.5 ml Tube용 Adapter (6 pcs)	15,000
C05-05-110	30001334	0.4 ml Tube용 Adapter (6 pcs)	15,000



30001345



30001346



30001347



30001334

## IKA Micro Centrifuge 마이크로 원심분리기, mini G

Cat. No.	Model	Type	Speed	Rcf	EA Price
C05-05-100	3958000	mini G	6000 rpm	2000×g	850,000

- 6000 rpm의 속도 고정형 Mini Centrifuge
  - 구성 : mini G Centrifuge, 8×1.5/2.0ml vessel rotor, 4×8×0.2ml PCR strips rotor, 0.5ml vessel adapter (8pcs), 0.4ml tube adapter set (8pcs), 0.2ml vessel adapter set (8pcs)
  - 컴팩트한 사이즈로 최소한의 공간을 차지하며 저소음으로 작동
  - 가속과 감속이 빨라 작업이 효율적임
  - 다른 Tool 없이도 Rotor 교체가 쉬움
  - 뚜껑이 닫혀있을 때만 작동하며 버튼을 눌러 쉽게 열 수 있음
  - Rotor and Adapters can be autoclaved (121°C, 2 bar)
  - Protection class acc. to DIN EN60529 (IP30)
- IKA

Cat. No.	C05-05-100
Type	mini G
Speed	6000 rpm (Fixed)
RCF	2000×g
Rotor Capacity	8 × 1.5/2.0 ml Tube
Timer	1 min ~ 99 min, 7 segment LED
Noise Level	48 dB(A)
Size (w×d×h)	155×175×105 mm
Weight	1.4 kg
Motor Rating Input/Output	12 / 8 W
Power	100 ~ 240V, 50/60 Hz, 12 W

### Optional Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
C05-05-112	20022341	Rotor 4×HPLC	95,000



20022341