

High Speed Mini Centrifuge 고속 미니 원심분리기, 1.5 / 2.0ml Tube x 12개

Cat. No.	Model	Max. Speed	Max. Rcf	EA Price ₩
C05-238-201	D2012 Plus	15000 rpm	15100×g	1,053,300

- Tested According to IEC/EN61010-1
- Plastic Rotor (A12-2P) Kit 포함
- Noise Level 54dB 이하의 저소음 설계 • 가속과 감속이 빨라 작업이 효율적임
- Brushless Motor를 사용, 빠르고 효과적으로 설정 속도에 도달
- Speed와 RCF가 Digital로 Display 되어짐
- Angle Rotor : 12×0.2 / 0.5 / 1.5 / 2.0 ml Tube
- Marked with CE, cTUVus and FCC & MCA Test (IEC/EN61010-2-20)
- DLAB

Optional & Spare Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
C05-238-611	A12-2P	Plastic Rotor Kit w/Lid, 12×2.0 ml Tube	256,300
C05-238-615	A02P2	0.2 ml Tube용 Adapter Set (24개)	58,300
C05-238-619	A05P2	0.5 ml Tube용 Adapter Set (24개)	58,300



Cat. No.	C05-238-201
Model	D2012 Plus
Max. Speed	500 - 15000 rpm / Increment : 100 rpm / Accuracy : ±20 rpm
Max. RCF	15100×g / Increment 100×g
Rotor Capacity	12 × 0.2/0.5/1.5/2.0 ml Tube (Optional Adapter for 0.2/0.5ml)
Timer	30 sec ~ 99 min, Hold (Continuous Operation)
Driving Motor	Brushless DC Motor
Acceleration & Braking	11sec / 9 sec
Safety	Door Interlock, Over Speed Protection, Over Temp. Protection, Automatic Internal Diagnosis
Advance Feature	Speed/RCF Switch, Short-time Run Function, Sound-alert Function
Size / Weight	w255×d245×h140 mm, 6 Kg
Power	AC 110 ~ 240V, 50/60 Hz, 100 W

Microplate Centrifuge 마이크로플레이트 원심분리기

Cat. No.	Model	Max. Speed	Max. Rcf	EA Price ₩
C05-480-011	LC-2800	2800 rpm	550×g	849,200

- 96/384-Well Plate Skirted, Non-skirted, Semi-skirted 모두 호환 가능
- 작동 정보를 실시간으로 표시
- Countdown Mode 지원
- Brushless Motor를 사용하여 빠르고 효과적으로 설정 속도에 도달
- 캡을 열면 실행이 자동으로 중지
- 가속과 감속이 빨라 작업이 효율적임
- LK Labkorea



Cat. No.	C05-480-011
Model	LC2800
Speed	2200 - 2800 rpm
Max. RCF	550×g
Rotor Capacity	2 PCR Plate
Timer	15 sec ~ 1 min 59 sec
Driving Motor	Brushless DC Motor
Acceleration & Braking	10 sec / 4 sec
Safety	Lid Open Auto Stop
Advance Feature	Short-time Run Function
Size / Weight	w260×d240×h226 mm, 3.3 Kg
Power	110 ~ 220V, 50/60 Hz, 45 W