

Refrigerated Micro Centrifuge, PURISPIN L17R 냉장형 마이크로 원심분리기, 1.5/2.0ml Tube×30개

Cat. No.	Model	구성 Rotor	EA Price
C05-608-601	PURISPIN L17R Set	본체 + A241.5M (Angle Rotor)	4,900,000
C05-608-604	PURISPIN L17R	X (Body Only)	4,250,000

- 컴팩트한 디자인과 편리함을 갖춘 냉장형 마이크로 원심분리기
- Microtube, Spin Column tube, PCR Strip에 사용 적합
- 4.3" Full Color Touch LCD와 터치패드 잠금 기능
- 냉장제어 기술과 로터의 마찰을 최소화하여 정확하고 안정적인 온도 유지 가능
- 비밀번호 설정을 통한 보안 설정
- 하단의 배수구를 통해 응축수 제거
- AS241.5MX : 병원성 미생물 등 감염 인자가 포함된 에어로졸의 위험을 차단
- Containment, Certified for dynamic microbiological test (En611010-020) by TUV NORD(독일 글로벌 시험인증기관)
- 각종 Rotor의 자세한 사항은 홈페이지 (www.labmart.co.kr) 참조

• CRYSTE

Model	PURISPIN L17R	
Rotor Type	Angle Rotor	Swing Rotor
Max. RPM	17,000 RPM	13,000 RPM
Max. RCF	23,522×g	16,343×g
Max. Capacity	1.5/2.0 ml×30	1.5/2.0 ml×24
Accel / Decel phase	0 ~ 9 (10 Step)	
Set Temp.	-10 ~ 40°C (1°C increment)	
Ref. System	Non-CFC	
Noise Level	≤60 dB	
Set Time	99 min 59 sec / Continuous	
Time Count	From start / From set-up RPM	
Program	100 Memory	
Rotor ID	Automatic Recognition	
Display	4.3" LCD Touch Screen	
RPM Range	400 to 17,000 RPM	
Display Message on Screen	RPM, RCF, Time, Door open/close, Temp ACC, DEC, Rotor ID, Program, Comp. On/Off, Key Lock	
Available Rotor Quantity	7 (Angle / Swing Rotor)	
Power Supply	230 V ± 10%, 50/60 Hz, 1 Phase / 1.5 KW	
Dimension (W×D×H)	306×463×373/685 mm / 30 kg	

Angle Rotor for PURISPIN L17R

Cat. No.	Model	용량	Max. RPM	EA Price ₩
C05-608-201	A480.2M	0.2 ml×48개	11,000 rpm	820,000
C05-608-204	A241.5M	1.5/2.0 ml×24개	15,000 rpm	650,000
C05-608-210	A301.5M	1.5/2.0 ml×30개	14,000 rpm	820,000
C05-608-222	A125M	5 ml×12개	14,000 rpm	680,000
C05-608-207	AS241.5MX	1.5/2.0 ml×24개 (Aerosol-tight)	15,000 rpm	1,340,000

Swing Rotor for PURISPIN L17R

Cat. No.	Model	용량	Wing	Max. RPM	EA Price ₩
C05-608-228	S61.5M	1.5/2.0 ml×24개	6개	13,000 rpm	1,490,000

Swing Rotor Bucket for PURISPIN L17R

Cat. No.	Model	용량	적용 Rotor	PK Price ₩
C05-608-558	B1.5	1.5/2.0 ml×4개	S61.5M	6ea 180,000

Tube Adapter for 1.5/2.0 ml Rotor & Bucket

Cat. No.	Model	용량	적용 Rotor	PK Price ₩
C05-608-501	F1.5A-0.2	0.2 ml	A241.5M, A301.5M,	2ea 6,000
C05-608-504	F1.5A-0.5	0.5 ml	AS241.5MX, S61.5M	2ea 6,000



Centrifuge

Refrigerated Micro, PURISPIN L17R