

Multi-Centrifuge, VARISPIN L4 다용도 실속형 원심분리기

Cat. No.	Model	구성 Rotor	EA Price
C05-608-081	VARISPIN L4 Set	AL2415G (Angle Rotor)	3,700,000
C05-608-084	VARISPIN L4	X (Body Only)	2,910,000

- 다양한 액세서리를 적용 가능한 실속형 원심분리기
- 각종 Rotor의 자세한 사항은 홈페이지 (www.labmart.co.kr) 참조
- CRYSTE

Model	VARISPIN L4	
Rotor Type	Angle Rotor	Swing Rotor
Max. RPM	4,000 RPM	4,000 RPM
RPM Range	400 to 4,000 RPM	
Max. RCF	2,689×g	2,987×g
Max. Capacity	15 ml×24	100 ml×4
Accel / Decel phase	0 ~ 5 (6 Step)	
Noise Level	≤60 dB	
Set Time	99 min 59 sec / Continuous	
Time Count	From start / From set-up RPM	
Program	10 Memory	
Display	Blue LCD	
Display Message on Screen	RPM, RCF, Time, ACC, DEC, Program, Rotor ID	
Available Rotor Quantity	5 (Angle / Swing Rotor)	
Power Supply	230 V ±10%, 50/60 Hz, 1 Phase / 1 KW	
Dimension (W×D×H)	415×554×311/724 mm / 25 kg	

Angle Rotor for VARISPIN L4

Cat. No.	Model	용량	Max. RPM	PK Price ₩
C05-608-610	AL2415G	15 ml×24개	4,000 rpm	1ea 550,000
C05-608-615	AL1615G	15 ml×16개	4,000 rpm	1ea 480,000
C05-608-634	F15A-3	Tube Adapter for 3 ml		2ea 12,000
C05-608-636	F15A-5	Tube Adapter for 5 ml		2ea 12,000

- 사용 가능 Tube : 3 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 15 ml Conical

Swing Rotor for VARISPIN L4

Cat. No.	Model	최대 용량	Wing	Max. RPM	EA Price ₩
C05-608-620	S4100G	100 ml×4개	4개	4,000 RPM	640,000
C05-608-625	S650G	50 ml×6개	6개		640,000
C05-608-628	S2G-MTP	Microplate×2개	2개		460,000



Set 구성품



AL2415G



S4100G

Bucket for Swing Rotor

Cat. No.	Model	적용 Rotor	Type	PK Price ₩
C05-608-576	B100	S4100G	Round	4ea 520,000
C05-608-646	B50	S650G	Round	6ea 420,000

Swing Rotor 별 사용 Tube (용기)

Swing Rotor	Bucket	사용 Tube
S4100G	B100	1.5 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 15 ml Conical, 50 ml, 50 ml Conical, 85 ml, 100 ml
S650G	B50	15 ml, 15 ml Conical, 50 ml, 50 ml Conical
S2G-MTP	X	Microplate (MTP, DWP)

- Tube Adapter는 224 ~ 225 Page 참조

Small Multi-Centrifuge, VARISPIN L4A 소형 원심분리기, 15 ml×8개

Cat. No.	Model	구성 Rotor	EA Price
C05-608-091	VARISPIN L4A Set	AL815D (Angle Rotor)	3,000,000

- 앵글 로터 전용의 소형 원심분리기
- 높은 시인성의 LCD Controller
- Soft Closing Door Lock과 저소음 구현
- 각종 Rotor의 자세한 사항은 홈페이지 (www.labmart.co.kr) 참조
- CRYSTE

Model	VARISPIN L4A
RPM Range	400 to 4,000 RPM
Max. RCF	2,075×g
Max. Capacity	15 ml×8개
Accel/Decel Time	20 sec / 20 sec
Noise Level	≤60 dB
Set Time	99 min 59 sec / Continuous
Time Count	From start / From set-up RPM
Program	10 Memory
Size	291×416×244/550 mm, 14 kg
Power Supply	230 V ±10%, 50/60 Hz, 1 Phase / 0.15 KW

Angle Rotor with 8 × 15 ml Stainless Steel Sleeve

Cat. No.	Model	용량	Max. RPM	PK Price ₩
C05-608-631	AL815D	15 ml×8개	4,000 rpm	1ea 470,000
C05-608-634	F15A-3	Tube Adapter for 3 ml		2ea 12,000
C05-608-636	F15A-5	Tube Adapter for 5 ml		2ea 12,000



AL815D