

Disposable Arm Sleeve, HDPE
일회용 타이벡 토시

Cat. No.	Model	Description	PK Price ₩	CS Price ₩
A07-230-611	TYAS100	타이벡 토시	10ea 22,200	10pk 210,800

- 기름, 솔벤트, 화학약품 취급시 적당한 내화학 방수 재질의 제품임
- EA = 1 Pair
- LK Labkorea



PTFE-Coated Arm Sleeve
테프론 코팅 토시

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
A07-23-533	A-02	Arm Sleeve, PTFE Coated	15,700

- PTFE Coating 제품으로 내약품성이 매우 뛰어남
- 295°C 내열성
- LK Labkorea



Disposable PP Arm Sleeve
일회용 PP 토시

Cat. No.	Model	Description	PK Price ₩
A07-239-101	4552000	Disposable Arm Sleeve, PP	25pk 38,800

- 정전기 방지, Latex & Silicone free
- Length : 500 mm
- EA = 1 Pair
- LK Labkorea



Cut Proof Arm Sleeve
베임 방지 토시

Cat. No.	Model	Size	EA Price ₩	CS Price ₩
G04-67-071	NV805FREE	Free, L230 mm	10,600	300pk 3,036,100

- 내피 재질 : 다이니마 (Dyneema), 검정색 나일론 (Nylon)
- 특수 고강력사인 다이니마를 사용하여 날카로운 금속, 유리 등 거친 작업에서 손목과 팔을 보호
- 편안한 착용감으로 장시간 사용시 축적되는 피로도 최소화
- 전체적으로 뛰어난 내구성으로 세탁 후 장기적으로 재사용이 가능
- Ansell / Midas®



Kevlar Arm Sleeve
케블라 토시

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
A07-3575-001	AS14K	356mm (14inch), 37g, 1pair	11,300
A07-3575-003	AS18K	457mm (18inch), 46g, 1pair	14,000

- 듀폰TM케블라® 7G 정품 토시
- 착용감 우수
- 작업복 위에 사용 가능
- 작업환경별 길이 선택 가능
- 유럽안전인증 EN388 베임방지 레벨2
- LK Labkorea

