

## Table Top Temp & Humi Chamber 탁상형 항온 항습기

배송비 별도

Cat. No.	Model	Capacity	Temp. Range	EA Price ₩
C07-02-180	LH-TP35	35 L	-20 ~ 150°C	10,765,200
C07-02-185	LH-TP65	65 L		11,512,300

- 제한된 공간에서 효율적으로 사용 가능한 컴팩트한 사이즈
- 조용한 실험 환경 제공, 작은 시험체 테스트 적합
- 가습 히터로 인한 온도 변화 없음
- Program Touch Screen Controller
- Max 120 Pattern / 1200 Segment 설정 가능
- 운전 중 온도 / 습도 그래프 표시
- SD메모리 카드를 통한 외부 메모리 지원
- Cable port 기본 포함, 편리한 테스트 환경 제공
- 습도 제어용 증기를 응축시켜 재사용함으로써 물 소비가 적음
- Door Open시 Fan 정지 기능, 온도 변화 최소화 및 사용자의 안전성 고려
- 레코더를 장착하여 온도 체크 가능 (Option)
- 온도편차 알람 기능
- 정전 보상 기능
- Auto-tuning, Temperature Calibration 기능
- 요청시 하부 테이블 제작 가능 (Option)
- Low Water Alarm, 물부족으로 인한 히터 과열 방지
- 2중화 과온 안전장치, 1차 Controller 과온 Alarm과 2차 과온 차단 회로
- Validation Service (IQ, OQ, PQ)
- **PL Insurance (제조물 배상 책임 보험)**
- LK Labkorea

### Optional Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
C07-02-230	LHTB-35	Table for LH-TP35	777,700
C07-02-233	LHTB-65	Table for LH-TP65	984,900
C07-02-193	LH-TPSH01	Shelf for 35L (LH-TP35)	79,000
C07-02-195	LH-TPSH02	Shelf for 65L (LH-TP65)	85,500
O01-96-100	SI300	Sign Tower Lamp	271,500
C07-02-510	TR2002	Compact Paper Recorder	783,900
C07-02-640	LWP-2UT	Water Pump	393,600

### Validation Service

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
C07-91-998	VA-THC100	Validation for Temp. & Humidity Chamber	

- 당사 기본 양식에 따른 IQ/OQ Validation Service 비용이며, 지역이나 고객 요청사항에 따라 비용이 변경될 수 있음

Cat. No.	C07-02-180	C07-02-185	
Model	LH-TP35	LH-TP65	
Capacity	35 L	65 L	
Controller	Program Touch Screen Control		
	3.7" TFT LCD		
	Temp. Resolution 0.01°C		
Temperature	Humi. Resolution 0.1% RH		
	Range -20 to +150°C		
	Accuracy at 50°C ±0.3°C		
Humidity	Uniformity at 50°C ±0.9°C		
	Range 20 ~ 95% RH		
	Accuracy 70%RH ±1.0% RH		
Size	Interior ±1.5% RH	±1.8% RH	
	Exterior	w370×d300×h350 mm	w420×d350×h450 mm
Material	Interior	w550×d940×h940 mm	w600×d990×h1040 mm
	Exterior	Stainless Steel 304	
Electric Supply	Powder Coated Steel		
	Power 1 Phase / 220VAC / 60Hz		
Other	Max Consumption	2.1 kW (9.6 A)	2.6 kW (10.8 A)
	Power Line	Standard Plug	
Safety	Plate Shelf	SUS304 Punching Plate Shelves / 2ea	
	Cable Port	ø50 mm × 1ea	
	Caster	Leveling Caster	
		Over Temp. & Current Protection, Emergency switch	



PL

LH-TP35



Temp. & Humidity Controller



Water In & Drain Port




Plate Shelf



Table for LH-TP35, 65



Water Pump