

Temp & Humi Chamber 향온 항습기, 250 L

배송비 별도

Cat. No.	Model	Capacity	Temp. Range	EA Price ₩
C07-02-140	LH-TC250	250 L	0 ~ 150°C	13,711,500
C07-02-150	LH-TC252		-20 ~ 150°C	14,971,300
C07-02-160	LH-TC254		-40 ~ 150°C	17,644,100

- Program Touch Screen Controller
- Max 120 Pattern / 1200 Segment 설정가능
- 운전 중 온도 / 습도 그래프 표시
- SD메모리 카드를 통한 외부 메모리 지원
- Cable port 기본 포함, 편리한 테스트 환경 제공
- 습도 제어용 증기를 응축시켜 재사용함으로써 물 소비가 적음
- 급수 라인을 연결하여 자동 급수 가능
- Door Open시 Fan 정지 기능, 온도 변화 최소화 및 사용자의 안전성 고려
- 내부 관찰용 Pair Glass와 LED Lamp 장착
- 가습 히터로 인한 온도 변화 없음
- 레코더를 장착하여 온도 체크 가능 (Option)
- Auto-tuning, Temperature Calibration 기능
- Low Water Alarm, 물부족으로 인한 히터 과열 방지
- 2중화 과온 안전장치, 1차 Controller 과온 Alarm과 2차 과온 차단 회로
- Sign Tower Lamp 장착 가능 (Option)
- Industrial Plug 적용 제품, 구매 전 확인 필요
- Validation Service (IQ, OQ, PQ)
- **PL Insurance (제조물 배상 책임 보험)**
- LK Labkorea

Optional Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
C07-02-500	TRL-6	Paper Recorder	2,223,100
C07-02-205	LH-TC250	Shelf for 250 L	111,900
O01-96-100	SI300	Sign Tower Lamp	271,500
C07-02-640	LWP-2UT	Water Pump	393,600

Validation Service

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
C07-91-998	VA-THC100	Validation for Temp. & Humidity Chamber	

- 당사 기본 양식에 따른 IQ/OQ Validation Service 비용이며, 지역이나 고객 요청사항에 따라 비용이 변경될 수 있음

Cat. No.	C07-02-140	C07-02-150	C07-02-160	
Model	LH-TC250	LH-TC252	LH-TC254	
Capacity	250 L			
Controller	Control			
	Display			
	Temp. Resolution			
	Humi. Resolution			
Temperature	Range	0 ~ +150°C	-20 ~ +150°C	
	Accuracy at 50°C	±0.3°C		
	Uniformity at 50°C	±1.3°C		
Humidity	Range	20 ~ 95% RH		
	Accuracy at 60%RH	2.0% RH		
	Uniformity at 60%RH	±3.0% RH	±3.0% RH	±3.4% RH
Size	Interior	w600×d600×h700 mm		
	Exterior	w1070×d1030×h1645 mm	w1110×d1050×h1785 mm	
Material	Interior	Stainless Steel 304		
	Exterior	Powder Coated Steel		
Electric Supply	Power	1 Phase / 220VAC / 60 Hz		
	Heater (TEMP)	1.5 kW (1ea)		
	Heater (HUMI)	1.5 kW (1ea)		
	REF	1/2 hp (1ea)	1/2 hp (1ea), 1 hp (1ea)	1/2 hp (1ea), 1 hp (2ea)
	Other Consumption	300 W		
Other	Power Line	Industrial Plug		
	Plate Shelf	SUS304 Punching Plate Shelves / 2ea		
	Cable Port	Ø50 mm × 1ea		
Safety	Over Temp. & Current Protection, Emergency switch			

