

## Chromatography Ball Column 크로마토그래피 컬럼, PTFE 콕크, LukeGL®


- Borosilicate Glass 3.3
- Filter Pore Size : 40 ~ 60 um (요청에 의해 변경 가능)
- PTFE-Plug, Stopcock, Straight Bore
- Joint Size 기본 24/40 이며, 요청에 의해 변경 가능
- 요청에 의해 규격 외 사이즈도 제작 공급 가능함
- LukeGL®

### without Glass Filter, 기본형

Cat. No.	Model	Bore	od	길이 (L)	용량 (ml)		EA Price ₩
					Body	Ball	
C08-10-558	54407B1	2.5	Ø13 mm	250 mm	15	250	60,700
C08-10-564	54407B2		Ø25 mm		85		68,200
C08-10-570	54407B3		Ø38 mm	270	84,300		
C08-10-576	54407B4	4.0	Ø50 mm	300 mm	500	500	88,400
C08-10-582	54407B5			500 mm	830		108,400
C08-10-588	54407B6	6.0	Ø65 mm	500 mm	1400	1000	151,800

### with Glass Filter, 필터 부착형

Cat. No.	Model	Bore	od	길이 (L)	용량 (ml)		EA Price ₩
					Body	Ball	
C08-10-594	54507B1	2.5	Ø13 mm	250 mm	15	250	69,900
C08-10-600	54507B2		Ø25 mm		85		84,300
C08-10-606	54507B3		Ø38 mm	270	95,700		
C08-10-612	54507B4	4.0	Ø50 mm	300 mm	500	500	117,100
C08-10-618	54507B5			500 mm	830		149,800
C08-10-624	54507B6	6.0	Ø65 mm	500 mm	1400	1000	185,500



## Ball Column Adapter, Reservoir 볼 어댑터, 컬럼 헤드, LukeGL®

Cat. No.	Model	용량	Top (Socket)	Bottom (Cone)	EA Price ₩
C08-10-630	54507A1	50 ml	24/40	24/40	30,100
C08-10-636	54507A2	100 ml			30,100
C08-10-642	54507A3	250ml			31,900
C08-10-648	54507A4	500 ml			34,300
C08-10-654	54507A5	1 L			44,600

- Cone & Socket Joint Size은 요청에 의해 변경 가능함
- 요청에 의해 규격 외 사이즈도 제작 공급 가능함
- LukeGL®



## Flow Control Adapter 유량 조절 어댑터

Cat. No.	Model	Joint	Valve	EA Price ₩
C08-10-660	1191-01	24/40	Bore 0 ~ 4 mm	170,000
C08-10-666	1191-02	45/50		244,300

- Chemglass

