

Cryogenic Apron, T-CRYO® 초저온용 앞치마, 액화질소용

Cat. No.	Model	규격	Size (w×h)	EA Price ₩
C25-149-501	T-CRYO LIGHT/1	S, 소	70×90 cm	279,800
C25-149-505	T-CRYO LIGHT/2	M, 중	70×110 cm	302,400
C25-149-509	T-CRYO LIGHT/3	L, 대	70×120 cm	342,200
C25-149-513	T-CRYO LIGHT/4	XL, 특대	70×135 cm	377,600

- 탁월한 내열 및 방수성, 상/하체 보온 및 액체의 틈으로부터 보호
- 목과 허리의 띠로 사이즈 조절이 가능하며, 옆 허리부분의 버클로 탈/부착이 간편함
- 저온의 실내, 대형 냉동기에서 저온액체의 충전 및 운반시 HAZMAT 저온액체의 유출 대응시 사용
- KOLA SRL / Cryokit®



HDPE Apron, Disposable 일회용 타이벡 앞치마

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩	PK Price ₩
A07-230-588	TYA100	타이벡 앞치마	3,400	10ea 32,600

- 기름, 솔벤트, 화학약품 취급시 적당한 내화학 방수 재료의 제품임
- LK Labkorea



Disposable Apron 일회용 앞치마

Cat. No.	Model	Size	색상	PK Price ₩	CS Price ₩
A07-67-011	54-299	L117 cm	White	40ea 3,700	24pk 86,000

- 재질 : LDPE
- 사용 온도 : -5 ~ 60℃
- 경량 제품으로 편안함 착용감, 식품용으로 사용 가능
- Thickness : 0.023 + 0.002 mm
- Ansell



Poly-vinyl Coated Apron, Disposable 일회용 코팅 앞치마

Cat. No.	Model	Size	CS Price ₩
A07-173-060	4400165	Free	100pk 379,500

- 재질 : Poly-vinyl Coated Apron
- 장섬유 부직포로 제작
- 미세분진 및 액상의 화학물질 방어에 적합
- 기름, 솔벤트, 화학약품 취급 및 공정 보호에 효과적임
- Yuhan



PTFE Coated Apron 테프론 코팅 앞치마

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
A07-174-006	TA001	PTFE Coated Apron	31,400

- 방진 원단에 테프론 코팅 (Free Size)
- 내열, 내약품, 정전기 제거 및 중화등의 특성
- 하단은 약품이 떨어지지 않도록 처리
- LK Labkorea

