

## HPLC Economy Three Hole Cap System with 2 L Bottle, ULTRA-WARE®

### 평저 HPLC 리저버 바틀과 캡 시스템

Cat. No.	Model	용량	Size	EA Price ₩
F03-137-232	953930-2002	2 L	Ø134×h280 mm	836,100

- Kimax® Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, ASTM E438 Type I, Class A
- 구성 : 2L Safety Coated Reservoir Bottle, PTFE Cap & PP Screw Collar, TFE/PP O-ring, 2×1/16" 용 Fitting
- Coated Reservoir Bottle은 최대 385nm의 자외선을 차단하여 빛에 민감한 이동상의 광분해 방지
- PTFE Cap Body는 Female 1/4"-28 Flangless fitting을 가짐
- 1/8" Tubing 2개와 1/16" Tubing 1개가 Cap을 통과할 수 있음
- DWK Lifescience / Kimble®



## GL45 Cap Assembly / Mobile Phase HPLC Cap

### GL45 용매병용 캡

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
C08-132-950	1166-08	HPLC GL45 Cap Assembly	386,500

- PBT Open Top Cap + Teflon Bulkhead
- Nut & Ferrule 각 3개 기본 포함
- 1/8 inch Tubing 3개와 연결할 수 있음 (3 Port)
- Chemglass

#### Spare Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
B08-83-868	1321045	GL45 PBT Cap ①	9,000
A01-132-712	1707-251	3 Port PTFE Cap Insert only with #126 Viton O-Ring ②	
A01-132-664	1164-N-02	Flangless Nut, 1/8" OD Tubing ③	5,800
A01-132-672	1164-F-02	Flangless Ferrul, 1/8" OD Tubing ④	3,400
A01-132-675	CG-1166-10	Plug 1/4" - 28 ⑧	8,000

#### Injection Molded Cap Assembly

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
C08-132-953	CG-1166-16	GL45 Cap Assembly Injection Molded	90,700

#### Peek Inlet / Sparger Filter

Cat. No.	Model	Description	Type	EA Price ₩
C08-132-982	1167-24	2 um 용	B ⑤	95,300
C08-132-984	1167-25	10 um 용		95,300
C08-132-988	1166-12	2 um 용	A ⑥	283,500
C08-132-991	1166-19	10 um 용		302,800

#### Bottle Neck Adapter ⑦

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
C08-132-995	1167-40	GL45 to GPI 38	200,200


- GL45 Cap Assembly를 GPI 38 Solvent Bottle과 사용할 수 있도록 하는 어댑터

## Pressure Pre-Filter

### HPLC 전처리 필터

Cat. No.	Model	사용 필터	사용 Tubing	EA Price ₩
F03-460-081	F780-08	Ø13mm,	od 1/8"	204,600
F03-460-085	F780-16	두께 up to 0.2mm	od 1/4"	204,500

- 재질 : PTFE, -200°C to 250°C
- 용도 : Direct Fine Filtration in front of HPLC Column
- Both Side Thread : Female UNF 1/4" 28G (Thread Fitting 별매)
- BOLA



- Thread Fitting은 294 ~ 295 Page 참조