


Chain Clamp 체인 클램프

Cat. No.	Model	Max. Grip	길이	EA Price ₩
C09-143-038	LCP-C100	165 mm	180 mm	23,200
C09-143-040	LCP-C200	280 mm		28,300

- 다이캐스팅후 크롬 도금
- 미끄럼 방지를 위한 그립부 비닐코팅
- 일반 Clamp로 고정 시킬수 없는 직경이 큰 물체를 고정할때 쓰임
- LK Labkorea



Rubber Belt Clamp 고무 벨트 클램프

Cat. No.	Model	Grip	길이	EA Price ₩
C09-284-050	2825	60 ~ 170 mm	Belt Length : 620 mm	73,100


- Cam-type Closure
- Cork Lined, Rod Ø10 mm
- Usbeck



Support Ring, Extension 서포트 링

Cat. No.	Model	Ring id	Stem 길이	EA Price ₩
C09-143-045	LCP-S050	50 mm	150 mm	3,400
C09-143-050	LCP-S070	70 mm		3,400
C09-143-055	LCP-S090	90 mm		3,400
C09-143-060	LCP-S110	110 mm		4,200
C09-143-065	LCP-S130	130 mm		4,200
C09-143-070	LCP-S150	150 mm		4,400

- 재질 : Stainless Steel
- 분액 여두나 깔대기 등의 거취용
- LK Labkorea



Support Ring Clamp 링 클램프

Cat. No.	Model	Ring id	길이	EA Price ₩
C09-143-075	LCP-SH50	50 mm	L170 mm	4,700
C09-143-080	LCP-SH70	70 mm	L170 mm	4,700
C09-143-085	LCP-SH90	90 mm	L190 mm	4,700

- Iron Casting
- 홀더가 부착되어 있음
- 분액 여두나 깔대기 등의 거취용
- LK Labkorea



Clamp Sleeve 클램프 연장 홀더

Cat. No.	Model	Grip	Hole	EA Price ₩
C09-284-055	2253	up to 16 mm	Ø10 mm	18,800

- Zinc Diecasting, Nikel Plated
- Usbeck



Clamp Sleeve 클램프 홀더

Cat. No.	Model	Grip	Hole	EA Price ₩
C09-284-053	2243	up to 16 mm	Ø10 mm	18,100

- Zinc Diecasting, Nikel Plated
- Usbeck

