

## Round Bottom Flask Support 환저 플라스크 받침대

Cat. No.	Model	Size	EA Price ₩
C09-20-043	TWR038	Ø160×h50 mm	10,000


- 재질 : PP, -10 ~ 135°C 내열
- 둥근 바닥 플라스크나 반응기 등의 지지용
- 적은 용량의 플라스크부터 대용량까지 사용 가능
- LK Labkorea



## Round Bottom Flask Stand 환저 플라스크 받침대

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
C09-503-011	41730301	Holder for Flask, 10 ml ~ 1 L	82,400

- 재질 : Silicon
- 10 ml ~ 1 L 까지의 Flask 지지 가능
- 최대 280°C까지 사용 가능
- Size : Ø161×h47 mm
- LK Labkorea



## Rubber Flask Stand 고무 플라스크 스탠드

Cat. No.	Model	재질	Size	EA Price ₩
C09-695-001	94-2371-5	합성 고무	Ø100, Ø75 mm	12,500
C09-695-003	94-2372-5	실리콘 고무		22,300

- 거꾸로 사용하면 작은 사이즈부터 큰 사이즈의 플라스크까지 사용 가능
- 사용 온도가 높을 경우 실리콘 고무가 적합함
- Sansyo



## PVC Coated Weight Ring 플라스크용 무게 링

Cat. No.	Model	적용 Flask	무게	EA Price ₩
F04-339-121	56720-048	125 ~ 700 ml	0.22 kg	10,600
F04-339-123	56720-056	250 ml ~ 1 L	0.45 kg	12,050
F04-339-125	56720-061	700 ml ~ 2 L	0.68 kg	15,540
F04-339-127	56720-074	1 ~ 4 L	0.91 kg	18,800

- 재질 : PVC Coated Cast Iron
- Water Bath에서 플라스크의 고정용으로 사용됨
- LabPlasti®



## Vinyl Coated Safety Ring / Flask Stand 비닐 코팅 플라스크용 받침대

Cat. No.	Model	Size (mm)				색상	EA Price ₩
		외경	내경 1	내경 2	높이		
C09-695-005	91-2009-6	85	50	36	26	Yellow	40,000
C09-695-007	91-2010-6	98	62	47		Orange	44,500
C09-695-009	91-2011-6	108	76	60	28	Red	48,800
C09-695-011	91-2012-6	118	85	69		Green	57,700
C09-695-013	91-2013-6	128	97	82		Blue	62,200

- 다양한 형태의 플라스크에 Weight Ring 으로 사용 가능
- 내열 온도 : -20 ~ 125°C
- 철제를 3 mm의 비닐로 코팅한 제품
- Sansyo



## Spring Clip 클립형 클램프

Cat. No.	Model	Grip	Bore	EA Price ₩
C09-20-343	76020	Ø16 mm	3.0 mm	2,900
C09-20-345	76025	Ø19 mm	3.5 mm	2,900
C09-20-349	76035	Ø25 mm	3.5 mm	3,400
C09-20-353	76045	Ø32 mm	4.0 mm	3,700
C09-20-357	76050	Ø42 mm		4,600
C09-20-361	76055	Ø51 mm	2×4.0 mm	4,900

- 재질 : Zinc & PE Coated Spring Steel
- Non-Scratching, Good Chemical Resistance
- Brand GmBH

