

Ball Joint Clamp 스테인레스 볼 조인트 클램프

Cat. No.	Model	규격	재질	EA Price ₩
C09-83-108	LBJ-13	SJ 13	Stainless Steel	4,100
C09-83-114	LBJ-19	SJ 19		6,000
C09-83-120	LBJ-28	SJ 29		7,000
C09-83-126	LBJ-35	SJ 35		8,700
C09-83-132	LBJ-50	SJ 51		13,300
C09-83-138	LBJ-65	SJ 65		16,900
C09-83-144	LBJ-75	SJ 75		22,900

- 뒷부분에 Screw가 있어 고정 시키는데 용이함
- LK Labkorea



Thermometer Holder 플라스틱 온도계 홀더

Cat. No.	Model	Holding Size	EA Price ₩
C09-23-142	TH-PP10	up to Ø10 mm	9,800

- 재질 : PP, -10 ~ 135°C 내열
- Universal



Probe Holder 프로브 홀더

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
C09-132-003	1437-01	12mm GL 45, PG 13.5 Screw Thread	695,700
C09-132-006	1437-02	12mm GL 45, Compression	392,700
C09-132-009	1437-03	1/2" GL 45, Compression	392,700


- 재질 : Polyester Screw Cap, 316 SS Holder, Silicone Rubber Liner
- pH 및 DO Probe를 45mm(GL45) Vertical Sidearm Vessel에 고정하기에 알맞음
- Chemglass



Autoclave Bag Clip 멸균백 클립

Cat. No.	Model	I.D	EA Price ₩
C09-132-052	1192-C001	Ø 11 mm	54,500

- 멸균 시에 백이 내부 압력을 안전하게 배출할 수 있도록 도와주며 닫힌 상태로 유지함
- Chemglass



Tubing Clamp 튜브 클램프

Cat. No.	Model	Grip	색상	EA Price ₩
C09-284-122	1610	8 ~ 12 mm	Yellow	1,700
C09-284-125	1611	10 ~ 16 mm		1,800
C09-284-128	1612	12 ~ 22 mm		1,800

- 재질 : 18/10 Stainless Steel, Antimagnetic, Chemical-Resistant
- Band width 10 mm
- Usbeck

