


## Stainless Steel Universal Plate Stand 스테인레스 교반기 스탠드

| Cat. No.   | Model  | Rod    | Size (w×d×h, mm) | EA Price ₩ |
|------------|--------|--------|------------------|------------|
| S09-02-444 | R1822S | Ø16 mm | 150×220×800      | 225,500    |
| S09-02-448 | R1823S |        | 200×315×800      | 232,000    |
| S09-02-452 | R1824S | Ø23 mm | 300×400×1000     | 288,000    |

- 재질 : Stainless Steel 304
- Rod를 연결 할 수 있는 홀이 2개 있어 선택 사용 가능
- Slip Resistant Silicon Foil 포함
- LK Labkorea



## Universal Plate Stand 교반기 스탠드

| Cat. No.   | Model | Rod | Size (w×d×h, mm) | EA Price ₩ |
|------------|-------|-----|------------------|------------|
| H01-05-968 | R1822 | Ø16 | 200×315×800      | 98,700     |
| S09-53-555 | R1890 | Ø23 | 300×400×1000     | 133,300    |

- 재질 : Steel Plate, Stainless Steel 304 Rod
- Homogenizer 및 Agitator 사용하기에 알맞음
- Slip Resistant Silicon Foil 포함
- LK Labkorea



## Universal Plate Stand with Clamp 교반기 스탠드, 클램프 포함


| Cat. No.    | Model    | Rod    | Size (w×d×h, mm) | EA Price ₩ |
|-------------|----------|--------|------------------|------------|
| S09-238-223 | 18900605 | Ø18 mm | 200×310×780      | 135,800    |
| S09-238-225 | 18900497 |        | 335×463×780      | 489,200    |

- Universal Clamp 및 Support Rod 포함
- Slip Resistance Silicon Foil이 상판에 부착되어져 있음
- 2단 조립식 Rod
- DLAB

## Heavy Duty Stand 말굽 스탠드

| Cat. No.   | Model | 내부 Size        | Rod Size      | EA Price ₩ |
|------------|-------|----------------|---------------|------------|
| S09-53-567 | R3320 | w290 × d240 mm | Ø20 × h800 mm | 75,000     |

- Powder Coated Steel Base
- 외부 Size : w380 × d321 × h843 mm
- Stainless Steel Support Rod
- 높이 조절 가능한 고무발 장착
- LK Labkorea



## H-type Heavy Duty Stand H 자형 대형 스탠드

| Cat. No.   | Model | 내부 Wide Size  | Rod           | EA Price ₩ |
|------------|-------|---------------|---------------|------------|
| S09-53-574 | R3420 | w314 - 630 mm | Ø23 × h1200mm | 148,000    |

- Powder Coated Steel Base
- 좌, 우의 고정대를 이용하여 발 앞부분을 넓힐 수 있음 (최대 110도)
- Stainless Steel Support Rod
- 높이 조절 가능한 고무발 장착
- LK Labkorea

