

Ultrasonic Cleaning Concentrate

초음파 세척기용 세척제

- Ultrasonic Cleaner용 세정제
- 1 ~ 10분 동안의 초음파 세정에 알맞음
- 생물학적으로 분해 가능
- 세정이나 린스 후 잔유물이 남지 않음
- **Bandelin**



Cat. No.	Model	용량	PH	Contamination	EA Price ₩
C29-193-050	TICKOPUR R33-2	2L	pH 9.9 (1%)	일반적인 오염물, 연삭, 연마 및 랩핑(Lapping) 잔여물, 유분 잔여물, 먼지, 그을음, 잉크	72,500
C29-193-054	TICKOPUR R33-5	5L	Mildly Alkaline		145,100
C29-193-070	TICKOPUR R30-2	2L	pH 7 Neutral	가벼운 연삭 연마 및 랩핑 잔여물, 먼지	74,300
C29-193-110	TICKOPUR RW77-2	2L	pH 9.9 (1%)	수지 잔여물, 그을음, 색소, 랩핑 잔여물, 오일, 그리스, 왁스	84,000
C29-193-114	TICKOPUR RW77-5	5L	Mild Alkaline w/ Ammonia		169,900
C29-193-150	TICKOPUR R36-2	2L	pH 9.9 (1%)	일반적인 오염물, 오일, 그리스, 증류 잔여물, 유기 및 무기 잔여물	74,300
C29-193-154	TICKOPUR R36-5	5L	Mildly Alkaline, Surfactants-free		150,100

Dosage / 희석 및 세척시간

Model	농도	세척시간	Object
TICKOPUR R33	3 ~ 5%	1 ~ 10 min	강철, 스테인리스 스틸, 비철금속, 귀금속, 경금속, 유리, 세라믹, 플라스틱, 고무, 창문, 안경, 전기 집진기, 방진 마스크 * 주석 및 아연 사용 불가
TICKOPUR R30	1 ~ 5%	1 ~ 10 min	강철, 스테인리스 스틸, 비철금속, 귀금속, 경금속, 유리, 세라믹, 플라스틱, 고무 금속 (비철금속 및 귀금속에 대한 가벼운 탈산효과), 유리, 세라믹, 플라스틱, 고무 * 경금속 사용 불가
TICKOPUR RW77	5%	1 ~ 10 min	강철, 스테인리스 스틸, 비철금속, 귀금속, 경금속, 유리, 세라믹, 플라스틱, 고무, 베니션 블라인드(venetian blind), 수직 및 수평 블레이드
TICKOPUR R36	0.25 ~ 5%	1 ~ 10 min	강철, 스테인리스 스틸, 비철금속, 귀금속, 경금속, 유리, 세라믹, 플라스틱, 고무, 베니션 블라인드(venetian blind), 수직 및 수평 블레이드

세정제의 특성

Model	특성
TICKOPUR R33	일반적으로 사용되는 약 알칼리성 세정제, 녹방지
TICKOPUR R30	중성 타입의 세정제, 녹방지
TICKOPUR RW77	암모니아가 함유된 약알칼리성 세정제, 인산염이 함유되지 않음
TICKOPUR R36	계면활성제가 함유되지 않은 약 알칼리성 세정제

- Ultrasonic Cleaner는 1189 ~ 1195 Page 참조

