


NMR Tube Cleaner

NMR 튜브 세척기, LukeGL®

Cat. No.	Model	Joint	for Tube	EA Price ₩
C29-130-036	NMC21	24 / 40	5 mm	59,000
C29-130-045	NMC22		10 mm	59,000

- Single NMR Tube용
- NMR 튜브 세척 및 건조용
- Flask는 별도 구매해야 함
- LukeGL®

조인트 여과 플라스크는 471 Page 참조



NMC21

NMR Tube Cleaner

NMR 튜브 세척기

- od5 mm 또는 od10 mm NMR Tube
- 길이 7" NMR Tube용 세척기
- Joint Size : 24/40
- Chemglass

Single NMR Tube 용

Cat. No.	Model	NMR Tube	Flask	EA Price ₩
C29-132-012	CG-1850-01	od5 mm	250 ml 포함	316,600
C29-132-020	CG-1850-04	od10 mm		429,000

4 NMR Tube용

Cat. No.	Model	NMR Tube	Flask	EA Price ₩
C29-132-028	CG-1852-01	od5 mm	250 ml 포함	1,502,200



CG-1850-01



CG-1852-01

3 & 5 mm NMR Tube Washer, Kimble®

3 & 5 mm NMR 튜브 세척기, 5 Place

Cat. No.	Model	Tube Size	O-Ring	EA Price ₩
T16-137-608	897033-0003	3 mm	006 EPDM	1,539,900
T16-137-612	897033-0005	5 mm	106 EPDM	1,539,900

- 7" 또는 8" NMR Tube 사용 가능
- 물에 젖은 부분은 모두 PTFE 또는 Borosilicate Glass로 이루어져 있음
- 1L Reservoir Bottle이 포함되어 있음
- DWK Lifescience / Kimble®

