

## Bench Top Conductivity Meter 탁상형 전도도 미터, FiveEasyPlus FP30

Cat. No.	Model	형식	EA Price ₩
C19-162-240	FP30	Meter Only	2,070,600
C19-162-250	FP30 Standard Kit	with LE703 Conductivity Sensor	2,188,000
C19-162-584	LE703	Robust Conductivity Sensor	517,400

- 전도도 : 0.00 uS/cm ~ 500 mS/cm, TDS : 0.00 mg/L ~ 300 g/L, 염도 : 0.00 ~ 42.00 psu (Salinity)
- 사용 설명서가 필요 없는 간단하고 쉬운 측정법
- 최근 캘리브레이션 데이터를 포함하여 최대 200개의 측정 데이터 저장 가능
- RS232 또는 USB 포트를 사용하여 데이터를 프린터 또는 PC로 간편하고 안전하게 데이터 전송
- 대형 디스플레이 사용으로 측정값 및 현재 상태 / 메뉴의 사용이 간편
- 사용이 간편한 전극 홀더로 측정이 용이하며 추가적인 공간을 차지하지 않음
- 현재 상태 / 메뉴의 사용이 간편
- **Mettler Toledo**



FP30	Range	Resolution	Accuracy
Conductivity	0.00 uS/cm ~ 500 mS/cm	Automatic Range	±0.5% of Measured Value
TDS	0.00 mg/L ~ 300 g/L		
Salinity	0.00 ~ 42.00 psu	0.01 psu	
Temperature	-5.0 ~ 105.0 °C	0.1 °C	±0.3 °C
Calibration	1 Point, 3가지 표준 용액 선택 가능, 수동 셀 상수 입력		
Input	Mini-DIN (NTC 30 kΩ)		
Temp. Compensation	Linear : 0.00 ~ 10.00%/°C Reference Temperature : 20 °C and 25 °C		
Memory	200 Measurement		

### Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
C19-162-930	30239139	Electrode Arm (Sensor Holder & Pole 포함)	156,800



## Portable Conductivity Meter 휴대용 전도도 미터, FiveGo F3

Cat. No.	Model	형식	전극	EA Price ₩
C19-162-260	F3-Standard Kit	Basic	LE703 IP67	1,122,000
C19-162-270	F3-Field Kit	현장 측정용		1,234,000
C19-162-590	LE703 IP67	Robust Conductivity Sensor		510,800

- 전도도 : 0.00 ~ 200.0 uS/cm, TDS : 0.00 mg/L ~ 200.0 g/L
- 대형 디스플레이와 단순한 버튼 배열 및 메뉴를 통한 간편한 사용법
- 대형 디스플레이를 통해 측정 데이터, 센서 상태, 최근 캘리브레이션 값 등의 정보 확인
- IP67 방수 보호 기능
- 인체 공학적 디자인으로 손이 작은 사용자도 사용이 용이하며, 접이식 거치대 사용 가능
- Field Kit 구성 : F3 Standard Kit + Carrying Case
- **Mettler Toledo**



F3	Range	Resolution	Accuracy
Conductivity	0.00 uS/cm ~ 200.0 mS/cm	Automatic Range	±0.5% of Measured Value
TDS	0.00 mg/L ~ 200.0 g/L		
Temperature	0 ~ 100.0 °C	0.1 °C	±0.5 °C
Calibration	1 Point, 3가지 표준용액 선택 가능, 셀 상수 입력		
Input	LTW 7-pin (NTC 30 kΩ)		
Temp. Compensation	Linear : 0.00 ~ 10.00 %/°C Reference Temperature : 20 °C and 25 °C		
Memory	200 Measurement		

### Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
C19-162-935	30239142	Carrying Case (4 Sample Bottle 포함)	235,200
C19-162-940	30239143	Sample Bottle	41,600
C19-162-945	30239144	Electrode Clip & Clip Cover	41,400
C19-162-950	30122304	Wrist Strap	29,800

