

Portable Conductivity Meter, Seven2GO S3 / S7 휴대용 전도도 미터, Seven2GO S3 / S7

Cat. No.	Model	형식	전극	EA Price ₩
C19-162-280	S3-Standard Kit	Basic	InLab® 738-ISM	
C19-162-290	S3-Field Kit	현장 측정용		
C19-162-300	S7-Standard Kit	Basic		
C19-162-310	S7-Field Kit	현장 측정용		
C19-162-320	S7-USP/EP Kit	초순수용	InLab® 742-ISM	

- 전도도, TDS, 비저항 측정 가능
- IP67 등급 : 견고한 방수 하우징
- 자동 센서 인식 : 오류 없는 교정 및 센서 취급을 위해 모든 InLab ISM 센서 지원
- 설명서가 불필요한 사용하기 쉬운 작동법
- USB Interfacer를 이용한 데이터 전송 및 한국어 지원 (S7 Meter)
- 초순수의 전도도 측정 : USP/EP 기준에 따른 초순수의 전도도 측정 (S7 Meter)
- Field Kit 구성 : Standard Kit + Carrying Case
- **Mettler Toledo**

Model		S3	S7
Conductivity	Range	0.010 uS/cm ~ 500 mS/cm	0.010 uS/cm ~ 1000 mS/cm
	Resolution	0.001	
	Accuracy	± 0.5%	
TDS	Range	0.01 mg/L ~ 300 g/L	0.01 mg/L ~ 600 g/L
	Resolution	0.01 ~ 1 (Auto Range) / ± 0.5%	
Specific Resistance	Range	0.00 ~ 100.0 MΩcm	
	Resolution	0.01 ~ 0.1 (Auto Range) / ± 0.5%	
Temperature	Range	-5.0 ~ 105.0 °C / Resolution 0.1 °C	
	Accuracy	± 0.2°C	± 0.1 °C
Calibration	Calibration	1	1
	Buffer Groups	3	3
측정 Data 저장		200	2000 (GLP Conform)
Sensor Input		LTW (IP67)	
Interface		No	Micro USB (USB Device)

Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
C19-162-955	30122300	Seven2Go uGo 휴대용 케이스	349,400
C19-162-965	30137805	Seven2Go 전극 클립	43,800
C19-162-950	30122304	Seven2Go 손목 스트랩	29,800
P08-162-011	30019823	uPlace™ electrode holder	468,200
C19-162-750	LTW-AD	Mini-Din-LTW Sensor Cable Adapter	201,600

Precise Benchtop Conductivity Meter 정밀형 전도도 미터, SevenDirect™ SD30

Cat. No.	Model	구분	Electrode	EA Price ₩
C19-162-331	SD30	Meter only	X	2,608,800
C19-162-334	SD30-Kit	Basic	InLab® 731-ISM	3,317,600
C19-162-337	SD30-Pure H ₂ O	초순수용	InLab® 741-ISM	3,920,000

- 구성 : 기기, 전원 공급 장치, 보호 커버, 시차 가이드, 전극 홀더 EasyPlace™
- Kit 구성 : SD30, 센서, 전도도 표준물질 파우치 2종류 × 2개
- 7인치 Color TFT 터치스크린 • PC, Printer, USB Stick으로 데이터 전송 가능
- 자동 센서 인식 : 오류 없는 교정 및 센서 취급을 위해 모든 InLab ISM 센서 지원
- IP54등급 방진/방수 • 교반기, 바코드 리더 사용 가능
- Mini-DIN(전도도), USB A(x2), USB B, 교반기용 Mini-DIN 커넥터 지원
- 기타 자세한 사항은 홈페이지 참조 • **Mettler Toledo**

Model	SD30	SD30-Kit	SD30-Pure H ₂ O
Material No	30671551	30671562	30671563
센서	X	InLab® 731-ISM	InLab® 741-ISM
전도도 측정 범위	0.000 uS/cm ~ 2000 mS/cm		
전도도 분해능 / 정확도 (±)	0.001 / ± 0.5%		
온도 범위	-30 °C ~ 130 °C		
온도 분해능 / 정확도(±)	0.1 °C / 0°C 및 100°C 사이에서 ± 0.1°C		
보안 및 규정 준수	GLP, 사용자 관리		
Data Storage	2000 Measurements		
Size	w195 × d205 × h65 mm, 850 g		



CE

S3-Standard Kit



CE

S7-Standard Kit

