


GL Screw Bellow Adapter GL 스크류 벨로우



- 재질 : PTFE, -20 °C to 200°C 내열
- 테프론 재질로 최상의 내화학성을 가짐
- Bellow는 각도 120° 까지 휘어질 수 있음
- BOLA

Cat. No.	Model	Joint	Length of Bellow	EA Price ₩
A01-460-011	H902-03	GL 14	28 ~ 40mm	100,400
A01-460-015	H902-04	GL 18	42 ~ 90mm	108,400
A01-460-019	H902-05	GL 25	58 ~ 104mm	243,900
A01-460-023	H902-10	GL 32	58 ~ 90mm	276,400
A01-460-027	H902-15	GL 45	67 ~ 115mm	303,600

PFA GL Quick Connector PFA GL 스크류 퀵 컨넥터



- 재질 : PFA, -50 °C to 200°C 내열
- 테프론 재질로 최상의 내화학성을 가짐
- 2 Part로 이루어진 Quick Connector
- 쉽고 빠르게 High Pure 또는 Aggressive Product를 연결 또는 분리 가능
- Built-in Non-return Valve
- 사용 조건 : Max. 6 bar(Pressure), 700mmHg (Vacuum)
- Length는 Screw Joint 부분을 제외한 길이임
- 시료는 PFA 재질과만 접촉 되어짐 • BOLA

Cat. No.	Model	Thread	Flow at 4 bar (water)	Length	EA Price ₩
C20-460-641	D625-20	GL 14	3.2 L/min	75mm	1,794,500
C20-460-645	D625-40	GL 18	4.0 L/min	75mm	1,559,900
C20-460-649	D625-60	GL 25	10.5 L/min	79mm	2,136,000

POM Tubing Fitting POM 튜빙 피팅, CPC-Type

- 액체, 가스, 압축 공기 및 진공 상태의 유체를 빠르고 안전하게 연결
- 사용조건 : Vacuum up to 10 bar(at 20°C), -40°C ~ 80°C
- Hose Nozzle, Screw Joint, Thread Connector, 제어판을 위한 내장 구성 요소로 각각 사용 가능
- with Hose Nozzle, without Valve
- 누출 방지를 위한 O-ring 장착
- 동일한 흐름 범위 내에 있는 모든 Male Connection과 Female Connection은 상호 호환됨
- Spring/lock Stainless steel AISI 316L • Wenk Labtec

NW 6.4 mm Complete Set ①

Cat. No.	Model	Tubing Size	Length	EA Price ₩
C20-100-004	6085776	Ø6.4 mm	54 mm	14,900
C20-100-008	6085777	Ø9.5 mm		14,900

NW 6.4 mm, Male ②

Cat. No.	Model	Tubing Size	Length	EA Price ₩
C20-100-012	7602389	Ø6.4 mm	36 mm	5,800
C20-100-016	6226101	Ø9.5 mm		5,800

NW 6.4 mm, Female ③

Cat. No.	Model	Tubing Size	Length	EA Price ₩
C20-100-020	6274812	Ø6.4 mm	34 mm	10,000
C20-100-024	6316216	Ø9.5 mm		10,000

NW 3.2 mm, Male ④

Cat. No.	Model	Tubing Size	Length	EA Price ₩
C20-100-028	87511002	Ø3.2 mm	27 mm	6,400
C20-100-032	87511003	Ø4.8 mm	32 mm	7,600

NW 3.2 mm, Female ⑤

Cat. No.	Model	Tubing Size	Length	EA Price ₩
C20-100-036	87411202	Ø3.2 mm	42 mm	35,500
C20-100-040	87411203	Ø4.8 mm	47 mm	36,500



Silicone Male Luer Connector / Tubing 실리콘 루어 커넥터

Cat. No.	Model	Type	Tubing Size		EA Price ₩
			I.D	O.D	
C20-132-011	1390-22	Y형	1/8" (3.18 mm)	1/4" (6.35 mm)	403,900
C20-132-014	1390-23	일자형			391,700
C20-132-017	1390-24	Cross형			400,000

- 재질 : Platinum cured Silicone, Autoclavable
- 길이 : 762 mm
- Chemglass

