

## PTFE Snap Valve PTFE 테프론 스냅 밸브

Cat. No.	Model	Thread	사용 Tubing	Size (L x D x H mm)	EA Price ₩
C20-460-501	E674-54	GL 18	od 8mm	85 x 44 x 90 mm	822,800
C20-460-505	E674-56		od 10mm		823,400

- 재질 : PTFE, PP 0 °C to 110°C 내열
- 사용 조건 : Max, 6bar or Vacuum
- Suitable for Panel Mounting
- 테프론 재질로 최상의 내화학성을 가짐
- 시료는 단지 PTFE만 접촉 되어짐
- BOLA



## PTFE Control Valve PTFE 테프론 컨트롤 밸브

Cat. No.	Model	Thread	사용 Tubing	Size (L x D x H mm)	EA Price ₩
C20-460-531	E672-54	GL 18	od 8mm	85 x 44 x 84 mm	862,300
C20-460-535	E672-56		od 10mm		829,400

- 재질 : PTFE, PP, 0 °C to 110°C 내열
- 사용조건 : 6 bar (Pressure)
- 시료는 단지 PTFE만 접촉 되어짐
- 테프론 재질로 최상의 내화학성을 가짐
- BOLA



## PFA Check Valve 테프론 역류방지 밸브

Cat. No.	Model	Bore	Connection	EA Price ₩
S11-34-111	CK4-4Q	6.4 mm	od1/4 Tube	277,500
S11-34-127	CK4-4N		1/4" FNPT	268,300
S11-34-133	CK4-6F		od3/8" Tube	257,000
S11-34-139	CK8-8F	12.7 mm	od1/2" Tube	363,400
S11-34-145	CK8-12F		od3/4" Tube	363,400

- 재질 : PFA & PTFE
- Pressure Rating : 100 psi up to 65 °C
- Temp. Range : -18 ~ 100 °C
- Tommyheco



## PTFE Non-Return Valve PTFE 테프론 역류 방지 밸브

Cat. No.	Model	Thread	사용 Tubing od	Size	EA Price ₩
C20-460-551	E680-21	GL 14	od 4mm	od 38mm x 110mm	769,400
C20-460-555	E680-23		od 6mm		753,000
C20-460-559	E680-27	GL 18	od 8mm		645,100
C20-460-563	E680-31		od 10mm		665,400

- 재질 : PTFE, -200 °C to 250°C 내열
- 테프론 재질로 최상의 내화학성을 가짐
- Opening Pressure : 0.1 bar to 2 bar 조절 가능 (출고시 0.1bar)
- 시료는 단지 PTFE or PFA만 접촉 되어짐
- BOLA

