

Cork Borer 콜크 보러

Cat. No.	Model	규격	EA Price ₩
C22-11-002	LCB12	12 pcs, Ø5 ~ 23 mm 용	42,800

- 재질 : Stainless Steel, 손잡이 비닐 코팅
- 국산 보급형 콜크 보러
- 구성 : 12 pcs (Ø5 ~ 23 mm용)
- LK Labkorea



Cork Borer 콜크 보러

Cat. No.	Model	규격	천공 Diameter	EA Price ₩
C22-284-330	5322	9 pcs	Ø5.00 ~ 15.00 mm	109,900
C22-284-340	5323	12 pcs	Ø5.00 ~ 18.75 mm	169,900
C22-284-350	5324	15 pcs	Ø5.00 ~ 22.50 mm	228,800
C22-284-360	5325	18 pcs	Ø5.00 ~ 26.25 mm	284,200

- 재질 : Nickel Plated Brass
- 고급형 High Quality Cork Borer
- Thickness : 0.4 mm
- 구성 : (5322) Ø5.00, Ø6.25, Ø7.50, Ø8.75, Ø10.00, Ø11.25, Ø12.50, Ø13.75, Ø15.00 mm
(5323) 5322의 구성품 + Ø16.25, Ø17.50, Ø18.75 mm
(5324) 5323의 구성품 + Ø20.00, Ø21.25, Ø22.50 mm
(5325) 5324의 구성품 + Ø23.75, Ø25.00, Ø26.25 mm

• Usbeck

Optional Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
C22-284-055	5341	Cork Borer Sharpener L180 mm	37,100



Cork Borer Sharpener 콜크 보러 샤프너

Cat. No.	Model	Size	무게	EA Price ₩
C22-284-055	5341	L180mm	230 g	37,100

- 재질 : 아연 다이캐스팅
- 용도 : 사용 중에 무뎠던 Borer의 날을 갈아주는 기구
- 모든 규격의 Cork Borer 사용 가능
- Usbeck

