

Hand Tally Counter 계수기

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
C23-147-050	3125	Hand Counter, 4자리 숫자표시 기능	38,600

- 작은 사이즈의 계수기
- “9999” 까지 기록할 수 있음
- 상부의 금속을 누르면 소리가 나며 계수가 됨
- Size : Ø45 × d29 mm
- Cole-Parmer / Traceable®



Digital Key - Chain Counter 디지털 계수기

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
C23-147-100	3129	Digital Counter, 5자리 숫자표시 기능	26,900

- LCD 창의 디지털 계수기
- “99,999” 까지 기록할 수 있음
- Count Confirmation용 하부버튼 및 Reset 버튼
- 방수형 플라스틱 Case로 Key-Chain 및 Wrist-Strap 포함
- Size : Ø48 × d13 mm
- Cole-Parmer / Traceable®



Counter Pen 계수용 펜

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
C23-147-150	3133	Counter Pen	41,200
C23-147-200	3135	Spare Pen Cartridge	14,300

- 디지털 계수기와 Marker를 결합한 제품
- LCD 창의 디지털 계수기
- “99,999” 까지 기록할 수 있음
- Touch Sound, Count가 동시에 진행
- ABS Plastic 재질과 Felt-tip Black Pen
- Reset & On/Off Button
- Size : Ø17 × h153 mm
- Cole-Parmer / Traceable®



LED Digital Colony Counter LED 세균 계수기

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
C23-180-201	CC-01	Colony Counter Set	287,500

- LED 밝기 및 렌즈 각도 조절 가능
- Counter와 동시에 신호음이 울려 잘못된 계수를 피할 수 있음
- 쉬운 계수를 위한 블랙/화이트 백그라운드
- 사용분야 : 배양된 대장균 및 일반 세균, 생리학 연구, 병원, 임상검사 등
- 구성 : 본체, 확대경, 카운터펜
- LK Labkorea

Cat. No.	C23-180-201
Model	CC-01
Capacity	0 ~ 999
Display	Digital LED Display
Petri Dish Holder	100 ~ 150 mm
Reset Button	Yes
Illumination	9W LED Lamp
Size	w255 × d210 × h160 mm
Mode of Counting	Manual Push Button Counting, Marking Pen Probing
Power	220 V, 50/60 Hz

