


Low Form Dewar Flask 단형 드와 플라스크, Semi-Flat Bottom Type

Cat. No.	Model	용량	Size (mm)		EA Price ₩
			Inside	Overall	
C25-411-100	8315	150 ml	Ø80×35	Ø101×66	594,700
C25-411-101	8305	220 ml	Ø65×65	Ø87×93	792,900
C25-411-105	8325	350 ml	Ø80×105	Ø101×117	548,900
C25-411-107	8335	850 ml	Ø130×95	Ø160×110	777,700
C25-411-109	8345	2.5 L	Ø170×135	Ø210×185	1,113,100


- 기존의 원통형 Dewar Flask 보다 길이가 작고 직경이 넓은 형태
- 다양한 Application 적용
- Magnetic Stirring 가능
- 시료의 가열 및 냉각 등에 사용
- 생체 조직의 급속 동결, 생체 시료의 회수
- 다양한 용매 사용 : 액체 질소, 드라이아이스, 아세톤 등
- POPE



Low Form Dewar Flask 단형 드와 플라스크, Round Bottom Type

Cat. No.	Model	용량	Size (mm)		EA Price ₩
			Inside	Overall	
C25-411-081	8110	150 ml	Ø80×40	Ø106×66	396,500
C25-411-083	8120	275 ml	Ø100×55	Ø132×75	503,300
C25-411-085	8130	600 ml	Ø140×65	Ø165×95	579,400
C25-411-087	8140	1 L	Ø160×88	Ø186×119	610,000
C25-411-089	8150	2 L	Ø194×110	Ø240×133	1,448,600

- 기존의 원통형 Dewar Flask 보다 길이가 작고 직경이 넓은 형태
- 다양한 Application 적용
- Magnetic Stirring 가능
- 시료의 가열 및 냉각 등에 사용
- 생체 조직의 급속 동결, 생체 시료의 회수
- 다양한 용매 사용 : 액체 질소, 드라이아이스, 아세톤 등
- POPE



Dewar Flask Cold Trap Set 드와 플라스크 동결 트랩 세트

Cat. No.	Model	Protective Covering	용량	EA Price ₩
C25-411-170	8621set	Mesh	1900 ml	689,400
C25-411-171	8921set	with Handle		798,000

- 동결 트랩 Set
- 구성 : Dewar Flask, Glass Cold Trap, Acrylic Stopper
- 드와 플라스크에 유리 진공 트랩을 장착하여 보다 쉽고 안전하게 응축액을 제거할 수 있음
- POPE

Accessory

Cat. No.	Model	Size	Description	EA Price ₩
B04-01-A30	GCT01	Ø60×h230 mm	Glass Trap	52,000
C25-88-220	Mind01	id120mm용	Acrylic Stopper	120,500

