

## Dewar Flask, no Handle & Lid 드와 플라스크, Enamel Coated Metal Case

Cat. No.	Model	용량	Size (mm)		EA Price ₩
			Inside	Overall	
C25-88-006	MS40	200 ml	∅40×170	∅68×215	254,800
C25-88-012	MS57	700 ml	∅54×315	∅81×350	292,800
C25-88-018	MS67	750 ml	∅65×240	∅94×285	265,700
C25-88-024	MS77	1.1 L	∅75×235	∅106×275	281,900
C25-88-030	MS90	1.5 L	∅90×240	∅126×290	347,000
C25-88-036	MS100A		∅100×240	∅137×280	368,700
C25-88-042	MS100B	2 L	∅100×305	∅137×330	384,900
C25-88-048	MS135	3 L	∅135×230	∅175×290	456,100

- 재질 : Enamel Coated Metal (Case)
- 액체 질소나 Dry Ice 등의 저장 및 Trap 용
- Day-Impex / Divac®

### Plug Stopper / 단열 스톱퍼

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
C25-88-174	OPS40	id40 mm용 Stopper	13,300
C25-88-180	OPS54	id54 mm용 Stopper	14,500
C25-88-186	OPS65	id65 mm용 Stopper	16,900
C25-88-192	OPS75	id75 mm용 Stopper	19,300
C25-88-198	OPS90	id90 mm용 Stopper	21,700
C25-88-204	OPS100	id100 mm용 Stopper	24,900
C25-88-210	OPS135	id135 mm용 Stopper	30,000

- 재질 : Cork Stopper



## Dewar Flask, with Handle & Lid 드와 플라스크, Enamel Coated Metal Case

Cat. No.	Model	용량	Size (mm)		EA Price ₩
			Inside	Overall	
C25-88-054	MS111	1 L	∅85×185	∅116×228	330,700
C25-88-060	MS222	2 L	∅106×205	∅142×268	390,400
C25-88-066	MS333	4.5 L	∅150×280	∅182×350	486,100
C25-88-072	MS200	10 L	∅200×375	∅245×445	1,416,900

- 재질 : Enamel Coated Metal (Case)
- Handle 및 뚜껑 일체형
- 액체 질소 및 Dry Ice 등의 저장 및 운반용
- Day-Impex / Divac®



## Dewar Flask, with Clamp Lid, Handle & Vent 드와 플라스크, Enamel Coated Metal Case

Cat. No.	Model	용량	Size (mm)		EA Price ₩
			Inside	Overall	
C25-88-075	MS111+C	1 L	∅85×185	∅116×228	362,400
C25-88-077	MS222+C	2 L	∅106×205	∅142×268	417,500
C25-88-079	MS333+C	4.5 L	∅150×280	∅182×350	528,000

- 재질 : Enamel Coated Metal (Case)
- Handle 및 뚜껑 일체형
- 뚜껑 중앙에 Vent Hole을 가지고 있음
- 단열 뚜껑과 Clamp 장착형
- Day-Impex / Divac®

