

Cryo Glove, Cryo-kit®

액화 질소용 장갑 / 초저온용 장갑

- 사용 온도 조건 : -196°C까지 사용 가능
- -80°C 이하에서 발생할 수 있는 냉동 화상이나 동상을 방지
- 방수력이 탁월하며 기계세탁이 가능한 제품으로 오랫동안 사용할 수 있음
- 초저온 환경에서도 뛰어난 보온성과 유연성을 지님
- Porelle® Membrane
 - 착용중에도 손을 Dry하고 Comfortable 하게 유지시킴
 - Micro-climate Inside
- CE Certification : 3rd Category
- KORA SRL / Cryokit®

Mid-Arm Type / 팔목형, Cryokit300 ①

Cat. No.	Model	Size	Hand Size	EA Price ₩
C25-149-161	Cryokit300-7	XS	160 mm	186,700
C25-149-163	Cryokit300-8	S	171 mm	186,700
C25-149-165	Cryokit300-9	M	182 mm	186,700
C25-149-167	Cryokit300-10	L	192 mm	186,700
C25-149-169	Cryokit300-11	XL	204 mm	186,700

Elbow Type / 팔꿈치형, Cryokit400 ②

Cat. No.	Model	Size	Hand Size	EA Price ₩
C25-149-001	Cryokit400-7	XS	160 mm	214,600
C25-149-003	Cryokit400-8	S	171 mm	214,600
C25-149-005	Cryokit400-9	M	182 mm	214,600
C25-149-007	Cryokit400-10	L	192 mm	214,600
C25-149-009	Cryokit400-11	XL	204 mm	214,600

Shoulder Type / 어깨형, Cryokit550 ③

Cat. No.	Model	Size	Hand Size	EA Price ₩
C25-149-023	Cryokit550-8	S	171 mm	347,800
C25-149-025	Cryokit550-9	M	182 mm	347,800
C25-149-027	Cryokit550-10	L	192 mm	347,800
C25-149-029	Cryokit550-11	XL	204 mm	347,800



Leather Cryo Glove, -196 ~ 250°C

초저온용 가죽 장갑 / 액화 질소용 가죽 장갑

- 사용 온도 : -196°C까지 사용 가능
- -80°C 이하에서 발생할 수 있는 냉동 화상이나 동상을 방지
- 방수코팅 처리한 초저온용 가죽 장갑
- Internal Insulation : Polyester Fleece & Porelle® Membrane
 - 착용중에도 손을 Dry하고 Comfortable 하게 유지시킴
- CE Certification : 3rd Category • 250°C 내열장갑
- KORA SRL

경작업용 초저온 장갑 (내열장갑 겸용), Cryo-Lite®

Cat. No.	Model	Size	Hand Size	EA Price ₩
C25-149-183	CryoLite-8	S	171 mm	145,100
C25-149-185	CryoLite-9	M	182 mm	145,100
C25-149-187	CryoLite-10	L	192 mm	145,100

- Approx. Length : 38 cm
- 최대 250°C까지 내열 (-196°C ~ 250°C)
- 상단은 Velcro (여름 장치) 처리하여 조절 할 수 있음
- Light Cryogenic Industrial Application 용
 - Liquid Nitrogen을 취급하는 경작업 현장에서 사용가능

중작업용 초저온 장갑, Cryo-HD®

Cat. No.	Model	Size	Hand Size	EA Price ₩
C25-149-197	CryoHD-10	L	192 mm	159,000
C25-149-199	CryoHD-11	XL	204 mm	159,000

- Approx. Length : 38 cm
- Heavy Duty Cryogenic Industrial Application 용
 - Liquid Nitrogen을 취급하는 중작업 현장에서 사용 가능

