


Diamond Pen 다이아몬드 펜

Cat. No.	Model	Description	Type	EA Price ₩
C26-111-050	DP-G	D-Pen, 마킹용	Gold	74,800
C26-111-100	DP-S	D-Point Pen, 마킹 & 커팅용	Silver	65,100
C26-111-550	DP-GR	Replacement Tip For Gold Type		40,100
C26-111-600	DP-SR	Replacement Tip For Silver Type		38,000

- 미세 다이아몬드 (Diamond) 특수 가공심 채용
- 세라믹, 유리, 금속에서 플라스틱까지 광범위하게 사용 가능
- 사용 시 수직으로 사용하여야 함 • **OGURA**



Diamond Scriber Pen 다이아몬드 펜

Cat. No.	Model	Description	Size	EA Price ₩
C26-33-009	RUDS3	Scriber Pen	∅8×L130 mm	130,800
C26-33-011	RUDS3DI	Refill Tip for RUDS3		56,400


- 회전식 다이아몬드 펜
- 1.9 mm의 섬세한 다이아몬드 팁을 가진 고급형 마킹, 절단용 펜임
- Glass, Silicon, Gallium, Ceramic, Metal, Circuit Board, etc.
- 사용 시 수직으로 사용하여야 함
- **Rubis**



Diamond Scriber Pen 다이아몬드 펜

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
C26-33-100	RUDS68	Diamond Pen, ∅7.5×L133 mm	64,100
C26-33-150	RUDS73	Diamond Refill for RUDS68	50,800

- 회전식 다이아몬드 펜 • 60° Angle의 Tip Point
- 1.8 mm의 섬세한 다이아몬드 팁을 가진 고급형 마킹, 절단용 펜임
- Glass, Silicon, Gallium, Ceramic, Metal, Circuit Board, etc.
- 사용 시 수직으로 사용하여야 함 • **LK Labkorea**



Diamond Pencil 다이아몬드 펜슬

Cat. No.	Model	Type	Size	EA Price ₩
C26-284-410	5240	Wooden Handle형	L140 mm	54,200

- Pencil Type으로 사용 및 보관이 편리
- Glass, Porcelain, Steel 등의 표면에 글씨를 쓰거나 (Writing) 표시 (Marking) 할 때 사용
- 사용 시 수직으로 사용하여야 함
- **Usbeck**



Aluminum Handle Diamond Scriber 알루미늄 핸들 다이아몬드 펜

Cat. No.	Model	Tip	Size	EA Price ₩
C26-33-018	RUDS1F ①	Extreme fine, Bent	∅6.5×L150 mm	141,600
C26-33-027	RUDS1H ②	Sturdy, Bent	∅6.5×L155 mm	141,600
C26-33-036	RUDS2F ③	Very fine, Straight	∅6.5×L150 mm	141,600
C26-33-045	RUDS2H ④	Large, Straight	∅6.5×L145 mm	141,600

- 알루미늄 6각형의 손잡이
- 정밀 고급형 Marking, Cutting Scribing 펜
- Glass, Silicon, Gallium, Ceramic, Metal, Circuit Board, etc.
- 사용 시 수직으로 사용하여야 함 • **Rubis**

