

Glass Cutting Knife 유리 절단용 칼

Cat. No.	Model	Size	EA Price ₩
C26-284-440	5210	L185 mm	67,000
C26-284-450	5211	Spare Blade, w40×d20 mm	37,500

- 재질 : Hard Metal, Plastic Handle
- 특수 Tungsten Blade로 유리관이나 판 커팅용
- 칼날 교체 가능
- Usbeck



Glass Plate Cutter with Wood Handle 글라스 커터, 나무핸들

Cat. No.	Model	Tip	Turret Head	EA Price ₩
C26-132-101	1179-20	Diamond	2 ~ 4.5 mm	103,700

- Diamond Tip을 가진 유리판 절단용 커터
- 4 Slot : 두께 1.5 ~ 4.75 mm용
- Chemglass



Glass Cutter 글라스 커터

Cat. No.	Model	재질	길이	EA Price ₩
C26-159-010	D101	Diamond	175 mm	31,000

- 유리 절단용 칼
- 유리 표면에 흠집을 내어 절단하는 방식
- LK Labkorea



Glass Oil Cutter 오일식 글라스 커터

Cat. No.	Model	재질	Type	길이	EA Price ₩
C26-159-030	G305B	투명 플라스틱	직선	175 mm	31,000

- 초경 합금 소재의 날 및 표면처리된 초경핀 사용
- 기름 공급장치는 필요한 만큼의 기름을 자동으로 공급
- LK Labkorea



T-type Glass Cutter T 형 글라스 커터

Cat. No.	Model	적용 규격	EA Price ₩
C26-159-040	TC300	up to 300 mm 까지	146,400
C26-159-050	TC600	up to 600 mm 까지	172,300
C26-159-060	TC900	up to 900 mm 까지	189,500

- 유리판의 직선 절단용 도구
- 알루미늄 재질의 모체와 플라스틱 롤러
- 구성 : 본체, 칼집세트, 자동 기름 공급 장치, Blade
- LK Labkorea



Spare Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
C26-159-620	TC1901	칼집세트	77,300
C26-159-630	TC1902	Blade	13,700
C26-159-640	TC1903	롤러	67,200