

Measuring Cylinder, Low Form

단형 메스 실린더, Class B

Cat. No.	Model	용량	눈금	Tol.	높이	EA Price ₩	PK Price ₩
C27-59-304	42008	10 ml	1 ml	±0.3 ml	90 mm	13,400	2ea 24,900
C27-59-307	42020	25 ml		±0.5 ml	115 mm	13,400	2ea 24,900
C27-59-310	42028	50 ml	2 ml	±1.00 ml	145 mm	13,800	2ea 25,700
C27-59-313	42038	100 ml		±1.00 ml	165 mm	16,900	2ea 31,600
C27-59-316	42048	250 ml	5 ml	±2.00 ml	195 mm	31,400	2ea 58,700
C27-59-319	42054	500 ml	10 ml	±5.00 ml	250 mm	48,800	2ea 91,100
C27-59-322	42062	1 L	20 ml	±10.0 ml	285 mm	70,000	-
C27-59-325	42064	2 L	50 ml	±20.0 ml	340 mm	121,800	-

- Borosilicate Glass 3.3
- Complied with DIN EN ISO 4788, Calibrated to Contain (TC, In)
- 갈색 (Amber) 침투 눈금 : 강한 세정 작업에도 갈색 눈금 유지
- With Spout and Hexagonal Base
- Brand GmBH



Serialized and Certified Measuring Cylinder, Kimble®

ASTM 메스 실린더, Class A + USP 개별 보증서

Cat. No.	Model	용량	눈금	Tol.	높이	EA Price ₩	PK Price ₩
C27-137-340	20026-10	10 ml	0.1 ml	± 0.09 ml	165 mm	177,900	6ea 997,200
C27-137-345	20026-25	25 ml	0.2 ml	± 0.17 ml	195 mm	190,900	6ea 1,070,200
C27-137-350	20026-50	50 ml	1.0 ml	± 0.25 ml	190 mm	192,200	6ea 1,077,500
C27-137-355	20026-100	100 ml	1.0 ml	± 0.40 ml	255 mm	213,200	6ea 1,195,200
C27-137-360	20026-250	250 ml	2.0 ml	± 0.80 ml	330 mm	231,300	4ea 864,500
C27-137-365	20026-500	500 ml	5.0 ml	± 1.30 ml	375 mm	270,700	4ea 1,011,700
C27-137-370	20026-1000	1 L	10.0 ml	± 2.50 ml	460 mm	333,300	2ea 622,900

- Kimax® Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, ASTM E438, Type I, Class A
- Design Meets ASTM Specification E1272, Style I, Class A, Calibrated to Deliver (TD)
- 안정성을 더하기 위해 Base는 육각형으로 제작됨
- 10 ml 제품은 Top 부분이 깔때기형으로 되어있어 액체 주입이 더욱 용이함
- 25 ml ~ 1L 제품은 Safety Guard Bumper 포함
- 제품마다 개별 시리얼 넘버가 마킹되어 있으며 개별 보증서 포함
- DWK Lifescience / Kimble®



Mixing Cylinder / Measuring Cylinder w/Stopper, BLAUBRAND®

공전 실린더, Class A + Batch 보증서

Cat. No.	Model	용량	눈금	Tol.	Stopper	높이	EA Price ₩	PK Price ₩
C27-59-404	32408	10 ml	0.2 ml	±0.10 ml	10/19	160 mm	20,500	2ea 38,300
C27-59-407	32420	25 ml	0.5 ml	±0.25 ml	14/23	190 mm	22,200	2ea 41,400
C27-59-410	32428	50 ml	1.0 ml	±0.50 ml	19/26	220 mm	23,300	2ea 43,500
C27-59-413	32438	100 ml			24/29	285 mm	26,600	2ea 49,600
C27-59-416	32448	250 ml	2.0 ml	±1.00 ml	29/32	350 mm	46,300	2ea 86,400
C27-59-419	32454	500 ml	5.0 ml	±2.5 ml	34/35	395 mm	74,700	2ea 139,600
C27-59-422	32462	1 L	10.0 ml	±5.00 ml	45/40	500 mm	115,400	-

- Borosilicate Glass 3.3
- Complied with DIN EN ISO 4788, Calibrated to Contain (TC, In)
- 보증서 (Batch Certificate) 포함 • Blue Enamel 눈금 • Plastic Stopper 포함
- Brand GmBH



Low Form Cylinder with Handle, Simax®

핸들부 단형 실린더

Cat. No.	Model	용량	Size	EA Price ₩	PK Price ₩
C27-982-111	432511330	100 ml	Ø50×h100 mm	65,400	10ea 610,700
C27-982-115	432511338	250 ml	Ø68×h132 mm	75,200	10ea 702,500
C27-982-119	432511443	500 ml	Ø83×h177 mm	83,200	10ea 777,200
C27-982-123	432511644	1 L	Ø104×h205 mm	96,800	10ea 904,200
C27-982-127	432511746	2 L	Ø130×h250 mm	123,600	10ea 1,154,300

- Simax® Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, ASTM E438, Type I, Class A
- KAVALIERGLASS

