

Small Desiccator Cabinet

소형 사각 데시케이터

배송비 별도

Cat. No.	Model	용량	색상	EA Price ₩
D01-11-101	SDC47	47 L	White	275,000

- 재질 : ABS + PC Body, ABS Frame
- 실리카겔용 Tray 포함, 실리카겔은 별도 구매해야함
- 디지털 온습도계 : 10 ~ 99 %RH (±5%), -50 ~ 70°C (±1°C)
- LK Labkorea

Model		SDC47
Size	내부	w280×d340×h495 mm
	외부	w300×d380×h550 mm
	선반	3개 (간격 10cm) w280×d340 mm



SDC47

Optional Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
D01-11-501	LK.33-80	추가 선반	12,200
D01-11-505	LK.33-81	백색 실리카겔, 부직포형, 250g	4,800
D01-11-509	LK.33-83	실리카겔 900g, 주황색 → 청녹색	11,000

Small Auto Desiccator Cabinet

소형 자동 습도 조절 데시케이터, 습도 유지

배송비 별도

Cat. No.	Model	용량	습도 조절	온도 표시	EA Price ₩
D01-11-105	HDC47	47L	X	O	518,800

- 재질 : ABS + PC Body, ABS Frame
- 전자식 제습으로 20 ~ 40% 습도를 안정적으로 유지함
- 디지털 온습도계 포함
- LK Labkorea

Model		HDC47
Size	내부	w280×d340×h495 mm
	외부	w300×d380×h640 mm
	선반	3개 (간격 10cm) w280×d340 mm
습도 조절		X (20 ~ 40% 유지)
Display	온도	-50 ~ 70°C, ±1°C
	습도	10 ~ 90 %RH, ±5%
Power		220V, 50/60Hz



HDC47

Auto Desiccator Cabinet

자동 습도 조절 데시케이터, 습도 조절

배송비 별도

Cat. No.	Model	용량	Door	습도 조절	온도 표시	EA Price ₩
D01-11-113	ADC47	47 L	1 개	O	O	650,000
D01-11-117	ADC95	95 L	2 개			850,000

- 재질 : ABS + PC Body, ABS Frame
- 습도 조절 범위 : 20 ~ 40% Digital Setting
- Digital Display : 온도, 습도
- LK Labkorea

Model		ADC47	ADC95
용량		47 L	95 L
Size	내부	w280×d340×h500 mm	w280×d340×h1000 mm
	외부	w300×d380×h635 mm	w300×d380×h1130 mm
	선반	w280×d340 mm	
습도 조절		20 ~ 40 % Digital Setting	
온습도계 장착		10 ~ 80 %RH, ±3% / -50 ~ 99°C, ±1°C	
선반		3개 (간격 10cm)	6개 (간격 10cm)
Power		220V, 50/60Hz	



ADC47



ADC95