

Small Auto Desiccator Cabinet 소형 자동 습도 데시케이터, 25 ~ 55% RH

Cat. No.	Model	용량	습도범위	EA Price ₩
D01-580-060	AD-50	50 L	25 ~ 55% RH	230,200

- 재질 : Steel (Body), Plastic (Top, Bottom)
- 습도 범위 : 25 ~ 55% RH • Analog Hygrometer 포함
- Totech

Model		AD-50
용량		50 L
Size	Inner	w310×d300×h538 mm
	Outer	w334×d328×h573 mm
습도 범위		25 ~ 55% RH
선반 수		1개
Power		220V, 50/60Hz



Small Desiccator Cabinet 소형 사각 데시케이터

- 재질 : PVC Body, ABS Frame • 습도계 장착형
- 선반의 간격 조절이 용이하여 보관품의 크기에 구애 받지 않음
- 실리카겔은 별도 • Sanplatec

Vertical Type, 수직형

Cat. No.	Model	용량	Type	Frame	EA Price ₩
D01-24-009	SA0030	36 L	투명	Black ①	406,900
D01-24-018	SA0032		불투명	Black ②	428,300
D01-24-127	SA0004	추가선반, 고리포함			26,700

- Size : (내부) w255×d332×h425 mm (외부) w312×d390×h508 mm
- 선반3개, Tray 1개 포함

Horizontal Type, 수평형

Cat. No.	Model	용량	Type	Frame	EA Price ₩
D01-24-609	SA0040	36 L	투명	Black ③	471,200
D01-24-627	SA0012	추가선반, 고리포함			41,700

- Size : (내부) w452×d335×h232 mm (외부) w500×d392×h345 mm
- 선반2개, Tray 1개 포함



Small Auto Desiccator Cabinet, PVC 자동 습도 조절 데시케이터

- 재질 : PVC Body, ABS Frame • 습도계 장착형
- 본체에 제습기가 장착되어 있어 별도의 실리카겔이 필요치 않음
- 전자 콘트롤 센서에 의해 내부 습기를 외부로 방출시킴
- Humidity Range : 30 ~ 40% RH
- AC 110V, 50/60 Hz • Sanplatec

Vertical Type, 수직형

Cat. No.	Model	용량	Type	Frame	EA Price ₩
D01-24-209	SA0001	40 L	투명	Black ①	771,100
D01-24-218	SA0003		불투명	Black ②	846,000
D01-24-127	SA0004	추가선반, 고리포함			26,700

- Size : (내부) w255×d332×h428 mm (외부) w312×d390×h617 mm
- 선반 3개, Tray 1개 포함

Horizontal Type, 수평형

Cat. No.	Model	용량	Type	Frame	EA Price ₩
D01-24-709	SA0010	36 L	투명	Black ③	813,900
D01-24-627	SA0012	추가선반, 고리포함			41,700

- Size : (내부) w452×d335×h232 mm (외부) w614×d392×h345 mm
- 선반 2개, Tray 1개 포함

