

Mini Portable Desiccator 휴대용 박스 / 데시케이터

- 투명 PMMA 재질, 알루미늄 프레임
- LK Labkorea

Auto Type, 자동 습도 조절식



Cat. No.	D01-127-002	D01-127-004
Model	DCG701 ①	DCG702 ②
용량	26 L / 수평형	26 L / 수직형
Size (w×d×h)	내부	370×260×272 mm
	외부	432×320×338 mm
선반수	-	1개, Plastic
EA Price ₩	664,100	664,100

- 습도 설정 범위 : 15 ~ 50% RH, Analog
- 온습도계 및 손잡이 장착
- 전원 : AC 220V, 50/60 Hz

Gas Exchangeable Type, 가스 치환식

Cat. No.	D01-127-006	D01-127-008
Model	DCG703 ③	DCG704
용량	26 L / 수평형	26 L / 수직형
Size (w×d×h)	내부	370×260×272 mm
	외부	432×320×338 mm
선반수	-	1개, Plastic
EA Price ₩	507,500	507,500

- Gas In/Out Valve 장착, Ø6 mm PU Tubing용
- 온습도계 및 손잡이 장착
- Flowmeter 및 기타 약제사리는 일반형 Desiccator 참조



Stainless Steel Desiccator 스테인레스 데시케이터

Cat. No.	Model	용량	재질	EA Price ₩
D01-695-101	59-0186	40 L	Stainless Steel	1,594,200
D01-695-105	59-0187	추가 선반, SUS 430		177,700

- 재질 : Stainless Steel 430 Body, Acrylic Window
- 선반 2개 포함, 최대 하중 20 kg
- 선반의 높이 조절 가능, 70mm 피치
- Size : (내부) w310×d320×h420 mm
(외부) w364×d338×h465 mm
- Sansyo

