

## Electric Aspirator 고급형 아스피레이터

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
A04-54-100	WJ-110	Aspirator	803,200
A04-54-150	VJR	Vacuum Gauge with Regulator	316,200

- Drain Cock Type
- 배기속도 : 18 L/min
- 용도 : Rotary Evaporator, Distillation, Vacuum Drying & Vacuum Filtration
- 독특한 내부구조로 강제순환에 의한 공기의 유입을 억제하고, 안정된 배기를 얻을 수 있음
- 펌프 본체 및 수조는 PP (Polypropylene)를 사용하여 내약품성 및 내구성이 높음
- 스위치를 끄는 것만으로 바로 진공 펌프 사용가능
- LK Labkorea

Cat. No.	A04-54-100
Model	WJ-110
배기량	18 L/min × 2ea
진공도	0.0998 MPa
모터	150 W
아스피레이터	2ea (Metal-Nickel Coated Brass)
재질	PP Body & Bath (9.5 L)
흡입구	Ø9.5 mm
급, 배수 방식	Drain Cock Type (Ø17 mm), Over Flow (Nozzel Ø17 mm)
Power	220V, 50/60 Hz, 07A
Size, Weight	w330 × d265 × h390 mm, 5.7 kg



## Vacuum Aspiration System 진공 흡입 시스템, SAFEVAC®

Cat. No.	Model	Aspiration Rate	Vacuum Range	EA Price ₩
A04-238-011	SAFEVAC	1 - 15 ml/s	0 ~ 600 mbar	1,195,500

- 액체 흡입과 추후 처리에 적합함
- Waste Collection Bottle : 4 L
- 진공 조절을 통한 Aspiration Speed 조절 ( 1ml/s - 15 ml/s )
- 빠른 설치와 에어로졸이 넘치는 것을 방지하기 위한 Self-Closing Connector
- Hydrophobic Filter for Avoiding Air Contamination or Liquid Overflow
- 액체가 넘치는 것을 방지하기 위해 Level Sensor 내장
- 멸균가능파트 : Waste Bottle 4 L, Handle, Tube
- Noise Level : ≤55 dB
- Size : w180 × d240 × h450 mm, Power : 100~240 VAC, 50/60 Hz
- 구성 : 본체, Single Needle (17100556, 17100557, 17100602, 17100603 4종), 8-channel Needle

• DLAB

### Spare Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
A04-238-021	17900115	Vacuum Bottle, PPCO, 4L, 83B	102,500
A04-238-023	17100578	Tip Detrusion Adapter 200ul Tip	5,100
A04-238-043	17900150	Tip Detrusion Adapter 1ml Tip	7,600
A04-238-025	17100577	8-channel Tip Detrusion Adapter 200ul Tip	18,900
A04-238-027	17100556	Single Needle Ø 1.5mm, 40mm	6,000
A04-238-029	17100557	Single Needle Ø 1.5mm, 120mm	5,400
A04-238-031	17100602	Single Needle Ø 2.5mm, 40mm	5,400
A04-238-033	17100603	Single Needle Ø 2.5mm, 120mm	6,000
A04-238-035	17100360	8-channel Needle, Ø 1.5mm	20,400
A04-238-037	17100301	Hydrophobic Filter, 0.45µm, Ø 6mm	33,300
A04-238-053	17900127	SAFEVAC Handle Bracket	24,100
A04-238-039	17100325	Handle with Single Pin, 교체용	116,500

