

Desiccator Cabinet, Gas Exchangeable 가스치환 데시케이터, Table Top

배송비 별도

Cat. No.	D01-23-046		D01-23-048	
Model	DCG300		DCG301	
용량	120 L		197 L	
Size (w×d×h)	내부	410×350×830 mm		560×483×731 mm
	외부	430×380×870 mm		574×517×765 mm
선반 수	2개, Acrylic		2개, Stainless Steel	
Caster	X (Caster 없음)			
EA Price ₩	855,200		904,100	

- High Quality Aluminium Frame
- 온습도계 및 Flowmeter, Valve 설치가능
- 선반 높낮이 조절 가능
- Optional Accessory는 아래 참조
- LK Labkorea



DCG301

Desiccator Cabinet, Gas Exchangeable 가스치환 데시케이터

- High Quality Aluminium Frame
- 강화 플라스틱 Caster 사용
- 온습도계 및 Flowmeter (Option)
- 습도, 산소의 영향을 최대한 억제할 수 있어 정밀한 샘플의 보관에 적합함
- 선반 높낮이 조절 가능
- N₂, Gas In/Out Valve
- LK Labkorea

가스치환 데시케이터, 일반형

배송비 별도

Cat. No.	D01-23-054		D01-23-060	
Model	DCG302		DCG303 ①	
용량	274 L			
Size (w×d×h)	내부	560×483×986 mm		
	외부	574×517×1020 mm	574×517×1090 mm	
선반 수	4개, Stainless Steel			
Caster	X (Caster 없음)		O (Caster 장착)	
EA Price ₩	1,171,100		1,361,500	

- 투명 PMMA 재질



DCG303

가스치환 데시케이터, UV Protection

배송비 별도

Cat. No.	D01-23-066		D01-23-072	
Model	DCG304		DCG305 ②	
용량	274 L			
Size (w×d×h)	내부	560×483×986 mm		
	외부	574×517×1020 mm	574×517×1090 mm	
선반 수	4개, Stainless Steel			
Caster	X (Caster 없음)		O (Caster 장착)	
EA Price ₩	1,304,700		1,425,300	

- 300 nm 이하의 자외선 차단



DCG305

Optional Accessory for Auto Desiccator Cabinet

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
D01-23-610	DC-DTH	Digital 온습도계 ③	54,300
D01-23-660	DC-GSS	Stainless Steel 선반, 타공	81,000
D01-23-720	DC-GIOV	Gas In/out Valve, Ø6 mm 원터치 ④	18,100
D01-23-780	DC-GFM	Flowmeter with bracket ⑤	143,200



DC-DTH

DC-GIOV

DC-GFM