

Desiccator Cabinet, Gas Exchangeable 가스치환 데시케이터, 대용량

- High Quality Aluminium Frame
- 강화 플라스틱 Caster 사용
- 온습도계 및 Flowmeter (Option)
- 습도, 산소의 영향을 최대한 억제할 수 있어 정밀한 샘플의 보관에 적합함
- 선반 높낮이 조절 가능
- N₂, Gas In/Out Valve
- LK Labkorea

Room 일체형

배송비 별도

Cat. No.	D01-23-078		D01-23-084	
Model	DCG401 ①		DCG402 ②	
용량	400 L		816 L	
Size (w×d×h)	내부	560×483×1486 mm	1138×483×1486 mm	
	외부	574×517×1770 mm	1152×517×1770 mm	
선반 수	4개, Stainless Steel		8개, Stainless Steel	
Door 수	2개		4개	
EA Price ₩	1,686,800		2,960,200	



Room 분리형



배송비 별도

Cat. No.	D01-23-090		D01-23-096	
Model	DCG403		DCG404	
용량	199 L×2개		199 L×4개	
Size (w×d×h)	내부	560×483×736 mm, 2개	560×483×736 mm, 4개	
	외부	574×517×1770 mm	1152×517×1770 mm	
선반 수	4개, Stainless Steel		8개, Stainless Steel	
Door 수	2개		4개	
EA Price ₩	1,929,600		3,837,300	

- 각 Door별 개별 Room 형식

Optional Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
D01-23-610	DC-DTH	Digital 온습도계 ③	54,300
D01-23-660	DC-GSS	Stainless Steel 선반, 타공 ④	81,000
D01-23-720	DC-GIOV	Gas In/out Valve, Ø6 mm 원터치 ⑤	18,100
D01-23-780	DC-GFM	Flowmeter with bracket ⑥	143,200



Desiccator Cabinet, Gas Exchangeable 멀티룸 가스치환 데시케이터, Multi

배송비 별도

Cat. No.	D01-23-102		D01-23-108	
Model	DCG405 ①		DCG406 ②	
용량	76 L×5개		76 L×10개	
Size (w×d×h)	내부	565×483×282 mm, 5개	565×483×282 mm, 10개	
	외부	574×517×1770 mm	1152×517×1770 mm	
Flowmeter	기본 포함, In/Out Valve 기본장착			
Room	5 Room		10 Room	
EA Price ₩	3,524,100		6,265,100	

- High Quality Aluminium Frame
- 강화 플라스틱 Caster 사용
- 가스 배관이 독립된 5개 혹은 10개의 룸에 병렬로 설치되어 있음
- 습도, 산소의 영향을 최대한 억제할 수 있어 정밀한 샘플의 보관에 적합함
- N₂, Gas In/Out Valve, Ø6 mm 원터치
- LK Labkorea

