

Desiccator Cabinet, Table Top

데시케이터, 탁상형

배송비 별도

Cat. No.		D01-23-004	D01-23-006
Model		DCG100	DCG101
용량		120 L	197 L
Size (w×d×h)	내부	410×350×830 mm	560×483×731 mm
	외부	430×380×870 mm	574×517×765 mm
선반 수		2개, Acrylic	2개, Stainless Steel
Caster		X (Caster 없음)	
EA Price ₩		855,200	877,100

- 재질 : 투명 PMMA
- High Quality Aluminium Frame
- 선반 높낮이 조절 가능
- Optional Accessory는 아래 참조
- LK Labkorea



DCG100

Desiccator Cabinet

데시케이터, 일반형

배송비 별도

Cat. No.		D01-23-012	D01-23-018
Model		DCG102	DCG103
용량		274 L	
Size (w×d×h)	내부	560×483×986mm	
	외부	574×517×1020 mm	574×517×1090 mm
선반 수		4개	
Caster		X (Caster 없음)	O (Caster 장착)
EA Price ₩		1,171,100	1,361,500

- 재질 : 투명 PMMA
- High Quality Aluminium Frame
- 선반 높낮이 조절 가능
- Optional Accessory는 아래 참조
- LK Labkorea



DCG103

Desiccator Cabinet, Large Capacity

대용량 데시케이터, 일반형

배송비 별도

Cat. No.		D01-23-024	D01-23-030
Model		DCG104 ①	DCG105 ②
용량		400 L	816 L
Size (w×d×h)	내부	560×483×1486 mm	1138×483×1486 mm
	외부	574×517×1770 mm	1152×517×1770 mm
선반 수		4개	8개
Door		2개	4개
EA Price ₩		1,686,800	2,960,200

- 재질 : 투명 PMMA, 강화 플라스틱 Caster
- High Quality Aluminium Frame
- 선반 높낮이 조절 가능
- LK Labkorea

Optional Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
D01-23-610	DC-DTH	Digital 온습도계	54,300
D01-23-660	DC-GSS	Stainless Steel 선반, 타공	81,000



DCG104

DCG105