

Auto Desiccator Cabinet, Table Top 자동 습도 조절 데시케이터, 탁상용

배송비 별도

Cat. No.	D01-127-010	D01-127-020
Model	DCG201	DCG202
용량	120 L	220 L
Size (w×d×h)	내부	410×350×830 mm
	외부	430×380×870 mm
선반 수	2개, Stainless Steel	
EA Price ₩	1,240,500	1,378,400

- 재질 : PMMA (아크릴 수지), 알루미늄 프레임
- 습도 설정 범위 : 20 ~ 50% RH, Analog 조절방식
- 온습도계 장착, 다이알 조절 자동 제습 방식
- 선반 높낮이 조절 가능
- Optional Accessory는 아래 참조
- 전원 : AC 220V, 50/60 Hz
- LK Labkorea



DCG202

Auto Desiccator Cabinet 자동 습도 조절 데시케이터

배송비 별도

Cat. No.	D01-23-036	D01-23-042
Model	DCG203	DCG204
용량	274 L	
Size (w×d×h)	내부	560×483×986 mm
	외부	574×517×1020 mm
선반 수	4개, Stainless Steel	
Caster	X (Caster 없음)	O (Caster 장착)
EA Price ₩	1,534,900	1,644,600

- 재질 : PMMA (아크릴 수지), 알루미늄 프레임
- 강화 플라스틱 재질의 Caster 사용 (DCG204 Only)
- 습도 설정 범위 : 20 ~ 50% RH, Analog 조절방식
- 온습도계 장착, 다이알 조절 자동 제습 방식
- 선반 높낮이 조절 가능
- Optional Accessory는 아래 참조
- 전원 : AC 220V, 50/60 Hz
- LK Labkorea



DCG204

Auto Desiccator Cabinet 대용량 자동 습도 조절 데시케이터

배송비 별도

Cat. No.	D01-127-030	D01-127-040
Model	DCG205 ①	DCG206 ②
용량	400 L	816 L
Size (w×d×h)	내부	560×483×1486 mm
	외부	574×517×1770 mm
선반 수	4개, Stainless Steel	8개, Stainless Steel
Door 수	2개	4개
EA Price ₩	2,343,200	4,338,600

- 재질 : PMMA (아크릴 수지), 알루미늄 프레임
- 습도 설정 범위 : 20 ~ 50% RH, Analog 조절방식
- 강화 플라스틱 재질의 Caster 사용
- 온습도계 장착, 다이알 조절 자동 제습 방식
- 선반 높낮이 조절 가능
- 전원 : AC 220V, 50/60 Hz
- LK Labkorea



DCG205

DCG206



DC-GSS

DC-GIOV

DC-GFM

Optional Accessory for Auto Desiccator Cabinet

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
D01-23-660	DC-GSS ③	Stainless Steel 선반, 타공	81,000
D01-23-720	DC-GIOV ④	Gas In/Out Valve Ø6 mm 원터치	18,100
D01-23-780	DC-GFM ⑤	FlowMeter with Bracket	143,200