

Auto Desiccator Cabinet, Digital Control 디지털 자동 습도 조절 데시케이터

배송비 별도

Cat. No.	D01-23-050		D01-23-056	
Model	DCG235		DCG236	
용량	400 L		816 L	
Size (w×d×h)	내부	560×483×1486 mm	1138×483×1486 mm	
	외부	574×517×1770 mm	1152×517×1770 mm	
선반 수	4개, Stainless		8개, Stainless	
EA Price ₩	2,521,700		4,745,800	

- 재질 : PMMA (아크릴 수지), 알루미늄 프레임
- Digital Humidity Control : 15 ~ 16% RH
- 강화 플라스틱 재질의 Caster 사용
- 온습도계 장착, 다이알 조절 자동 제습 방식
- 선반 높낮이 조절 가능
- 전원 AC 220V, 50/60 Hz
- LK Labkorea

Optional Accessory for Auto Desiccator Cabinet

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
D01-23-660	DC-GSS	Stainless Steel 선반, 타공	81,000
D01-23-720	DC-GIOV	Gas In/Out Valve Ø6 mm 원터치	18,100
D01-23-780	DC-GFM	FlowMeter with Bracket	143,200




DCG236



DC-GSS



DC-GIOV



DC-GFM

Auto Desiccator Cabinet, Stainless Steel 스테인레스 자동 습도 조절 데시케이터, 2% RH

배송비 별도

Cat. No.	D01-580-010	D01-580-015	D01-580-020
Model	SUS-480-02	SUS-702-02	SUS-1106-02
용량	388 L	680 L	1160 L
Humidity Control	2 ~ 50% RH, Digital Control		
Size (w×d×h, mm)	내부	589×620×1035	610×730×1560
	외부	600×760×1225	620×780×1840
Size (w×d×h, mm)	1190×620×1560		1200×670×1840
선반 수	3개	5개	
Door 수	2개		6개
온습도계	Digital 기본 장착		
Caster	O		
재질	Stainless Steel Body, Glass Window		
Power	AC 220V		
인증	CE		
EA Price ₩	5,994,500	9,068,600	13,372,300

- 재질 : Stainless Steel 304, 1.5 t
- 크린룸 안에서 사용하기 알맞음
- Humidity Range : 2 ~ 50%
- Digital 타입으로 습도 조절이 간단함. 온도 디스플레이
- ESD Free : IEC-61340-5-1
 - ① Stainless Steel Body & Shelves
 - ② Conductivity Window
 - ③ 1MΩ Earth Resistance Wire
 - ④ Earth Point for Wrist Strap
- 요청에 의해 N₂ System 장착 모델도 공급 가능
- Tottech



SUS-1106-02

CE



SUS-480-02

CE



SUS-702-02

CE