


Vacuum Desiccator 진공 데시케이터

배송비 별도

Cat. No.	D01-154-050	D01-154-100	D01-154-125
Model	DCV001 ①	DCV002	DCV003 ②
용량	12 L	30 L	60 L
Size (w×d×h, mm)	내부	260×180×260	260×280×410
	외부	320×240×320	320×340×470
Gauge 장착	상부		
Valve 장착	상부		좌측
선반 수	2개	3개	
진공도	1 Torr (133 Pa)		
EA Price ₩	1,325,300	1,807,200	2,409,600

- 투명 PMMA 재질
- 진공실험, 탈포용 용기로 최적
- 진공보관, Gas 치환 가능
- Thickness : 30 mm
- 규격외 Size는 문의 바람
- LK Labkorea



Vacuum Desiccator 진공 데시케이터, 상부 개폐

Cat. No.	D01-154-150	D01-154-200
Model	DCV032	DCV004
용량	6.8 L	9.3 L
Size (w×d×h)	내부	260×260×100 mm
	외부	320×320×160 mm
선반 수	-	
진공도	1 Torr (133 Pa)	
EA Price ₩	1,275,700	1,346,500

- 투명 PMMA 재질
- 진공실험, 탈포용 용기로 최적
- 진공보관, Gas 치환 가능
- Thickness : 30 mm
- Top loading type (상부 Door)
- 규격외 Size는 문의 바람
- LK Labkorea



Vacuum Desiccator 진공 데시케이터, 원형

Cat. No.	D01-154-250	D01-154-300
Model	DCV005 ①	DCV006 ②
용량	3 L	12.8 L
Size	내부	∅140×h200 mm
	외부	∅182×h280 mm
선반 수	-	
진공도	1 Torr (133 Pa)	
EA Price ₩	850,500	921,300

- 투명 PMMA 재질
- 진공실험, 탈포용 용기로 최적
- 진공보관, Gas 치환 가능
- Thickness : 10 mm
- 규격외 Size는 문의 바람
- LK Labkorea

