

Bench-Top Smart Vacuum Aspiration System 소형 진공 흡입 시스템, SMARTVAC®

Cat. No.	Model	Aspiration Rate	Vacuum Range	EA Price ₩
A04-238-051	SMARTVAC	1.6 L/min	600 mbar	298,900

- 액체 흡입 속도가 빠르며 안전하고 안정적인 작동 프로세스
- 크기가 작고 외부 진공 소스 또는 전원 공급 장치가 있어 위치를 변경 가능
- 소수성 필터로 장비 오염 방지
- Waste Collection Bottle : 1 L
- Dual function of Aspiration and Filtration
- 충전식 배터리를 사용하면 외부 전원 공급 장치 없이도 독립적으로 작동 가능
- 완충 후 5시간 작업 가능
- Operation with One-button control
- Collection Bottles, Suction Filter Autoclavable
- Noise Level : ≤53 dB
- Size : w127×d144×h244 mm, Power : DC 12V, 1.0A, lithium battery 2500mA
- 구성 : 본체, 1 ml Tip detrusion adapter (17900150)
- DLAB

Spare Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
A04-238-035	17100360	8-channel Needle, ϕ 1.5mm	20,400
A04-238-037	17100301	Hydrophobic Filter, 0.45 μ m, ϕ 6mm	33,300
A04-238-043	17900150	Tip Detrusion Adapter 1ml Tip	7,600
A04-238-055	17900171	500 ml Collection Bottle	22,300
A04-238-057	17900172	500 ml Suction Filter Bottle	32,800
A04-238-059	17900173	1 L Suction Filter Bottle	34,500



Collection Bottle



8-channel Needle



Filter Bottle

Economical Vacuum Aspirator 경제형 진공 아스피레이터, ECOVAC®

Cat. No.	Model	Aspiration Rate	Vacuum Range	EA Price ₩
A04-238-041	ECOVAC	17 ml/s	0 ~ 500 mbar	597,800

- 생물학적 액상 폐기물을 안전하고 효율적으로 수집 및 처리가능
- Compact한 디자인으로 캐비닛, 벤치 및 바닥에 두기 적합
- Waste Collection Bottle : 2 L
- Operation Mode
 - Level 1 : Continuous Aspiration Mode
 - Level 2 : Aspiration rate increased by 30%
- Bottle Adapter 양 옆에 손잡이가 있어 쉬운 장착 및 제거
- 소수성 필터로 에어로졸 및 액체 오염을 방지
- 소음이 적은 Brushless Moter 적용
- 액체가 흐르는 모든 부분은 Autoclave 사용 가능
- Size : w180×d240×h340 mm, Power : 100~220 VAC, 50/60 Hz
- Wide range of applications
 - Aspiration of supernatants to collect the bacteria
 - Aspiration of eluent - Removal of culture media
 - Removal of supernatants during nucleic acid extraction
- DLAB

Spare Accessory


Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
A04-238-023	17100578	Tip Detrusion Adapter 200ul Tip	5,100
A04-238-025	17100577	8-channel Tip Detrusion Adapter 200ul Tip	18,900
A04-238-027	17100556	Single Needle ϕ 1.5mm, 40mm	6,000
A04-238-029	17100557	Single Needle ϕ 1.5mm, 120mm	5,400
A04-238-031	17100602	Single Needle ϕ 2.5mm, 40mm	5,400
A04-238-033	17100603	Single Needle ϕ 2.5mm, 120mm	6,000
A04-238-035	17100360	8-channel Needle, ϕ 1.5mm	20,400
A04-238-043	17900150	Tip Detrusion Adapter 1ml Tip	7,600
A04-238-045	17900167	Vacuum Bottle 1 L (Adapter 포함)	60,400
A04-238-039	17100325	Handle with Single Pin, 교체용	116,500



Hanging handles on both sides



1L Bottle Adapter (Optional)



Single Needle 4종



8-channel Tip Detrusion Adapter



Tip Detrusion Adapter



8-channel Needle