

Polystyrene Petri Dish

페트리 디쉬, 표준형

Cat. No.	Model	Size	내포장	PK Price ₩	
D02-491-001	706011	Ø35×h12 mm	20ea/bag	500ea	82,300
D02-510-006	PSL10060	Ø60×h15 mm	10ea/bag	500ea	61,900
D02-510-012	PSL10090	Ø90×h15 mm		500ea	57,800
D02-510-018	PSL10150	Ø150×h20 mm		120ea	71,400

- 모든 타입 배양에 적합함
- Polystyrene 재질로 투명도가 높아 내용물의 관찰이 쉬움
- 균일한 바닥으로 수평도가 우수함
- 우수한 전자빔 처리로 완벽한 살균 효과
- 세균검사, 임균배양 실험 등 다목적 검사용으로 현미경 관찰시 일그러짐을 최소화
- 무인 자동화 생산 시스템으로 수작업때 생길 수 있는 오염을 최소화
- Dish를 쌓아 올릴 수 있는 미끄럼 방지턱이 있음
- LK Labkorea



Square Petri Dish

사각 페트리 디쉬, Polystyrene

Cat. No.	Model	Size	내포장	PK Price ₩	
D02-61-206	PSL11120	w125×d125×h20 mm	10ea/bag	240ea	117,600

- Culture용 특수 표면처리된 투명 Polystyrene 디쉬
- 무인 자동화 생산 시스템으로 수작업때 생길 수 있는 오염을 최소화
- 우수한 전자빔 처리로 완벽한 살균효과
- LK Labkorea




Cell Culture Dish

세포 배양용 접시, 부착세포용

Cat. No.	Model	Size	내포장	PK Price ₩	
D02-608-100	833902	Ø100×h20 mm	10ea/bag	300ea	110,000
D02-608-150	833903	Ø150×h20 mm	50ea/bag	100ea	120,000

- 재질 : High-grade Crystal-clear Polystyrene
- 세포배양의 시각적 확인이 가능함
- TC Tested 자체 인증 Marked
- 마개와 바닥의 스테킹 테두리는 완전한 그림과 스테킹을 보장
- 접시 상부와 하부에 화살표 표시
- 각 제품의 Lot.No, 유효기간 표시
- 친수성 표준 배양 표면용
- Sarstedt



Plastic Petri Dish, LabPlasti®

플라스틱 페트리 디쉬, PP & TPX


- LabPlasti®

PP 재질, -10 ~ 135°C 내열, Autoclavable ①


Cat. No.	Model	재질	Size	EA Price ₩	PK Price ₩
D02-46-358	PDP050	PP (반투명)	Ø50 mm	1,900	12ea 21,700
D02-46-365	PDP075		Ø75 mm	2,300	12ea 26,000
D02-46-372	PDP100		Ø100 mm	2,700	12ea 30,400
D02-46-379	PDP125		Ø125 mm	4,100	12ea 46,300

투명 TPX 재질, 20 ~ 175°C 내열, Autoclavable ②

Cat. No.	Model	재질	Size	EA Price ₩	PK Price ₩
D02-46-458	PDT050	TPX (투명)	Ø50 mm	5,600	12ea 63,600
D02-46-465	PDT075		Ø75 mm	7,600	12ea 86,700
D02-46-472	PDT100		Ø100 mm	8,900	12ea 101,200
D02-46-479	PDT125		Ø125 mm	11,900	12ea 136,500



PP



TPX