


"Dispensette® S Organic" Bottle Top Dispenser 유기용매용 바틀 탑 디스펜서

- Organic Solvent 용
- Completely Autoclavable at 121°C
- 내부에 Sealing Ring이 없어 유지 보수 및 세척이 간단함
- Chlorinated and fluorinated hydrocarbons (e.g., trichlorotrifluoroethane and dichloromethane), Concentrated acids (e.g., HCl and HNO₃), trifluoroacetic acid (TFA), tetrahydrofuran (THF) and peroxides 용
- Bases와 Saline Solutions들은 Dispensette® S의 사용을 권장함
- ISO9001과 GLP에 따른 보정 작업이 가능
- 공통 구성품 : Dispenser with GL45 Thread, Conformity Certified, Performance Certificate, Discharging Tube, Telescoping Filling Tube, Mounting Tool, Adapter (GL25, GL28, GL32, GL38, S40 용)
- 기타 자세한 사항은 358 ~ 359 Page 참조
- Brand GmBH



Digital, Easy Calibration, 디지털 조절식

- 분주용량을 정밀하고 정확하게 조절

without Recirculation Valve

Cat. No.	Model	용량 (ml)	눈금 (ml)	Accuracy	Coefficient of Variation	EA Price ₩
D03-59-302	4630330	0.5 ~ 5	0.02	≤ ±0.5% (25 ul)	≤ ±0.1% (5 ul)	722,000
D03-59-306	4630340	1 ~ 10	0.05	≤ ±0.5% (50 ul)	≤ ±0.1% (10 ul)	722,000
D03-59-310	4630350	2.5 ~ 25	0.1	≤ ±0.5% (125 ul)	≤ ±0.1% (25 ul)	918,800
D03-59-314	4630360	5 ~ 50	0.2	≤ ±0.5% (250 ul)	≤ ±0.1% (50 ul)	992,500

with Recirculation Valve

Cat. No.	Model	용량 (ml)	눈금 (ml)	Accuracy	Coefficient of Variation	EA Price ₩
D03-59-352	4630331	0.5 ~ 5	0.02	≤ ±0.5% (25 ul)	≤ ±0.1% (5 ul)	812,400
D03-59-356	4630341	1 ~ 10	0.05	≤ ±0.5% (50 ul)	≤ ±0.1% (10 ul)	812,400
D03-59-360	4630351	2.5 ~ 25	0.1	≤ ±0.5% (125 ul)	≤ ±0.1% (25 ul)	1,009,200
D03-59-364	4630361	5 ~ 50	0.2	≤ ±0.5% (250 ul)	≤ ±0.1% (50 ul)	1,080,600



Without Recirculation Valve

Analog-Adjustment, 아날로그 조절식

without Recirculation Valve

Cat. No.	Model	용량 (ml)	눈금 (ml)	Accuracy	Coefficient of Variation	EA Price ₩
D03-59-402	4630130	0.5 ~ 5	0.1	≤ ±0.5% (25 ul)	≤ ±0.1% (5 ul)	624,500
D03-59-406	4630140	1 ~ 10	0.2	≤ ±0.5% (50 ul)	≤ ±0.1% (10 ul)	624,500
D03-59-410	4630150	2.5 ~ 25	0.5	≤ ±0.5% (125 ul)	≤ ±0.1% (25 ul)	816,600
D03-59-414	4630160	5 ~ 50	1.0	≤ ±0.5% (250 ul)	≤ ±0.1% (50 ul)	897,600
D03-59-418	4630170	10 ~ 100	1.0	≤ ±0.5% (500 ul)	≤ ±0.1% (100 ul)	1,208,700

with Recirculation Valve

Cat. No.	Model	용량 (ml)	눈금 (ml)	Accuracy	Coefficient of Variation	EA Price ₩
D03-59-452	4630131	0.5 ~ 5	0.1	≤ ±0.5% (25 ul)	≤ ±0.1% (5 ul)	719,900
D03-59-456	4630141	1 ~ 10	0.2	≤ ±0.5% (50 ul)	≤ ±0.1% (10 ul)	719,900
D03-59-460	4630151	2.5 ~ 25	0.5	≤ ±0.5% (125 ul)	≤ ±0.1% (25 ul)	914,600
D03-59-464	4630161	5 ~ 50	1.0	≤ ±0.5% (250 ul)	≤ ±0.1% (50 ul)	973,600
D03-59-468	4630171	10 ~ 100	1.0	≤ ±0.5% (500 ul)	≤ ±0.1% (100 ul)	1,291,600



With Recirculation Valve