

Fixed Volume Bottle Top Dispenser 고정형 바틀 탑 디스펜서, Dispensette® S

- 분주량이 고정되어진 바틀 탑 디스펜서
- Aggressive Reagents 용
- 기타 자세한 사항은 "가변형 Dispensette® S" 참조
- Brand GmBH

without Recirculation Valve

Cat. No.	Model	용량 (ml)	Accuracy	Coefficient of Variation	EA Price ₩
D03-59-504	4600210	1	$\leq \pm 0.6\%$ (6 ul)	$\leq \pm 0.2\%$ (2 ul)	631,600
D03-59-508	4600220	2	$\leq \pm 0.5\%$ (10 ul)	$\leq \pm 0.1\%$ (2 ul)	631,600
D03-59-512	4600230	5	$\leq \pm 0.5\%$ (25 ul)	$\leq \pm 0.1\%$ (5 ul)	631,600
D03-59-516	4600240	10	$\leq \pm 0.5\%$ (50 ul)	$\leq \pm 0.1\%$ (10 ul)	631,600
D03-59-520	4600290	Special Fixed Volumes			-

- 4600290 : 주문 시, 고객이 원하는 용량 명시 (0.5 ml ~ 100 ml 사이 선택)

with Recirculation Valve

Cat. No.	Model	용량 (ml)	Accuracy	Coefficient of Variation	EA Price ₩
D03-59-554	4600211	1	$\leq \pm 0.6\%$ (6 ul)	$\leq \pm 0.2\%$ (2 ul)	727,800
D03-59-558	4600221	2	$\leq \pm 0.5\%$ (10 ul)	$\leq \pm 0.1\%$ (2 ul)	727,800
D03-59-562	4600231	5	$\leq \pm 0.5\%$ (25 ul)	$\leq \pm 0.1\%$ (5 ul)	727,800
D03-59-566	4600241	10	$\leq \pm 0.5\%$ (50 ul)	$\leq \pm 0.1\%$ (10 ul)	727,800
D03-59-570	4600291	Special Fixed Volumes			-

- 4600291 : 주문 시, 고객이 원하는 용량 명시 (0.5 ml ~ 100 ml 사이 선택)



without Recirculation Valve



with Recirculation Valve

Fixed Volume Bottle Top Dispenser 고정형 바틀 탑 디스펜서, Dispensette® S Organic

- 분주량이 고정되어진 바틀 탑 디스펜서
- Organic Solvent 용
- 기타 자세한 사항은 "가변형 Dispensette® S Organic" 참조
- Brand GmBH

without Recirculation Valve

Cat. No.	Model	용량 (ml)	Accuracy	Coefficient of Variation	EA Price ₩
D03-59-610	4630230	5	$\leq \pm 0.5\%$ (25 ul)	$\leq \pm 0.1\%$ (5 ul)	631,600
D03-59-614	4630240	10	$\leq \pm 0.5\%$ (50 ul)	$\leq \pm 0.1\%$ (10 ul)	631,600
D03-59-618	4630290	Special Fixed Volumes			-

- 4630290 : 주문 시, 고객이 원하는 용량 명시 (0.5 ml ~ 100 ml 사이 선택)

with Recirculation Valve

Cat. No.	Model	용량 (ml)	Accuracy	Coefficient of Variation	EA Price ₩
D03-59-620	4630231	5	$\leq \pm 0.5\%$ (25 ul)	$\leq \pm 0.1\%$ (5 ul)	727,800
D03-59-624	4630241	10	$\leq \pm 0.5\%$ (50 ul)	$\leq \pm 0.1\%$ (10 ul)	727,800
D03-59-628	4630291	Special Fixed Volumes			-

- 4630291 : 주문 시, 고객이 원하는 용량 명시 (0.5 ml ~ 100 ml 사이 선택)



without Recirculation Valve



with Recirculation Valve