

## Dispensette® S 용 약세사리

Discharge Tube, without Recirculation Valve

### Dispensette® S 용 ①

Cat. No.	Model	용량 (ml)	Shape	길이	EA Price ₩
D03-59-921	708002	1, 2, 5, 10	Fine Tip	105 mm	30,400
D03-59-923	708005	5, 10	Standard Tip	105 mm	28,200
D03-59-925	708006	25, 50, 100	Fine Tip	135 mm	36,700
D03-59-927	708008	25, 50, 100	Standard Tip	135 mm	32,000

### Dispensette® S Organic 용 ②

Cat. No.	Model	용량 (ml)	Shape	길이	EA Price ₩
D03-59-929	708014	5, 10	Standard Tip	105 mm	28,200
D03-59-931	708016	25, 50, 100	Fine Tip	135 mm	36,700
D03-59-933	708019	25, 50, 100	Standard Tip	135 mm	32,000

Discharge Tube, with Recirculation Valve

### Dispensette® S 용 ③

Cat. No.	Model	용량 (ml)	Shape	길이	EA Price ₩
D03-59-935	708102	1, 2, 5, 10	Fine Tip	105 mm	154,000
D03-59-937	708104	5, 10	Standard Tip	105 mm	151,800
D03-59-939	708106	25, 50, 100	Fine Tip	135 mm	160,100
D03-59-941	708109	25, 50, 100	Standard Tip	135 mm	155,500

### Dispensette® S Organic 용 ④

Cat. No.	Model	용량 (ml)	Shape	길이	EA Price ₩
D03-59-943	708114	5, 10	Standard Tip	105 mm	160,100
D03-59-945	708116	25, 50, 100	Fine Tip	135 mm	168,200
D03-59-947	708119	25, 50, 100	Standard Tip	135 mm	163,600

Telescoping Filling Tube, FEP ⑤

Cat. No.	Model	적용 용량	길이	EA Price ₩
D03-59-709	708210	1, 2, 5, 10 ml	70 ~ 140 mm	24,900
D03-59-713	708212		125 ~ 240 mm	35,400
D03-59-717	708214		195 ~ 350 mm	49,900
D03-59-721	708216		250 ~ 480 mm	39,300
D03-59-725	708218	25, 50, 100 ml	170 ~ 330 mm	49,800
D03-59-729	708220		250 ~ 480 mm	52,300

• Dispensette® S와 Dispensette® S Organic 공통

Flexible Discharge Tubing with Recirculating Valve, PTFE ⑥

Cat. No.	Model	용량	Tube od	Tube id	길이	EA Price ₩
D03-59-949	708132	2, 5, 10 ml	Ø3 mm	Ø2 mm	80 cm	198,300
D03-59-951	708134	25, 50, 100 ml	Ø4.5 mm	Ø3 mm		212,500

• Dispensette® S와 Dispensette® S Organic 공통

Sealing Ring for Valve Block ⑦






Cat. No.	Model	재질	EA Price ₩
D03-59-953	704486	PTFE	31,600

• 휘발성이 높은 Media 사용 시, GL45 Bottle 위에 놓고 체결하여 사용하는 것이 좋음

Drying Tube without Drying Reagent ⑧

Cat. No.	Model	재질	EA Price ₩
D03-59-862	707930	PE-LD	67,300

• 수분 및 CO<sub>2</sub>에 민감한 Media 사용 시, 본체 Air Vent Cap을 제거하고 흡습제를 충전하여 사용함



다양한 Bottle과의 연결을 위한 Bottle Thread Adapter는 365 Page 참조

