

## Bottle Top Dispenser, POLYFIX®

### 바틀 탑 디스펜서

- 2 Step의 용량 조절 Valve를 가지고 있어 분주 용량을 정밀하게 Setting
- Plastic Coated Glass Cylinder를 사용 파손의 위험을 줄임
- 선명한 눈금과 반투명 실린더로 분주 작업을 눈으로 확인 할 수 있음
- 빠르고 간편한 Volume Setting
- PP Coated Glass Cylinder
- GL32 Thread용 Bottle에 직접 연결가능
- GL40, GL45용 Adapter기본 포함
- Poulten & Graf

#### 기본형, with Glass Piston

Cat. No.	Model	용량	눈금	EA Price ₩
D03-66-325	10107038	2 ~ 10 ml	0.2 ml	312,300
D03-66-329	10107048	10 ~ 50 ml	1.0 ml	355,300

- Non-aggressive Reagent나 수용액용
- Glass Cylinder + PP Coated Glass Piston

#### Solvent 용, with PTFE Coated Piston

Cat. No.	Model	용량	눈금	EA Price ₩
D03-66-425	10107138	2 ~ 10 ml	0.2 ml	419,500
D03-66-429	10107148	10 ~ 50 ml	1.0 ml	462,500

- Acid나 Alkaline Solvent 용, 약 산성 및 알칼리 용매에 사용 가능
- Glass Cylinder + PTFE Coated Piston



## Amber Bottle Top Dispenser, POLYFIX®

### 바틀 탑 디스펜서

Cat. No.	Model	용량	눈금	EA Price ₩
D03-66-475	10107238	2 ~ 10 ml	0.2 ml	419,500
D03-66-479	10107248	10 ~ 50 ml	1.0 ml	462,500

- 2 Step의 용량 조절 Valve가 있어 분주 용량을 정밀하게 Setting
- Light Sensitive Liquid용
- Amber Glass Cylinder + Amber Glass Piston
- 기타 자세한 사항은 POLYFIX®와 동일함
- Poulten & Graf



## Bottle Top Dispenser for Solvent, POLYFIX®

### 솔벤트용 바틀 탑 디스펜서

Cat. No.	Model	용량	눈금	EA Price ₩
D03-92-111	10108127	0.5 ~ 2.0 ml	0.1 ml	710,600
D03-92-129	10108133	1 ~ 5.0 ml	0.1 ml	710,600
D03-92-137	10108138	2 ~ 10 ml	0.2 ml	710,600
D03-92-145	10108144	5 ~ 30 ml	0.5 ml	979,800
D03-92-153	10108148	10 ~ 50 ml	1.0 ml	1,072,400
D03-92-161	10108151	20 ~ 100 ml	2.0 ml	1,804,800
D03-92-165	10108153	40 ~ 200 ml	5.0 ml	2,684,600
D03-92-169	10108156	60 ~ 300 ml	5.0 ml	3,791,700
D03-92-177	10108158	100 ~ 500 ml	5.0 ml	4,250,500

- Organic Solvent 및 강 솔벤트용 디스펜서  
- Aceton, Benzol, Chloroform, etc
- Plastic Coated Glass Cylinder & Glass Piston
- 선명한 눈금과 반투명 실린더로 분주 작업을 눈으로 확인 할 수 있음
- 2 Step의 용량 조절 Valve를 가지고 있어 분주 용량을 정밀하게 Setting
- Accuracy :  $\leq \pm 0.6\%$  (Tolerance :  $\leq \pm 0.2\%$ )
- GL32 Thread용 Bottle에 직접 연결가능
- GL40, GL45용 PP Adapter기본 포함
- Poulten & Graf

