

Micro Auto Buret / Glass Bottle Top Dispenser

불산 검용 바틀 탑 디스펜서

- 유리 재질의 분주기로 고압 멸균가능
- 강산 및 유기용매와 같이 사용하기에 알맞음
- 정확도 $\pm 1\%$, 재현성 $\pm 1\%$
- 노즐은 Silicon Tubing으로 연결되어져 있으며, 실리콘이 견딜 수 없는 Solvent 사용시는 Tubing 재질을 교체하여 사용해야 함
- GL45 Screw Cap과 PTFE Washer 포함
- Bottle은 별도로 구매 해야함 (116 ~ 117 Page 참조)
- Sansyo

Clear Glass Bottle Top Dispenser, 투명 유리 분주기

Cat. No.	Model	Type	용량	최소눈금	EA Price ₩
D03-695-100	71-1100	1GL	1 ml	0.01 ml	749,500
D03-695-105	71-1101	2GL	2 ml	0.02 ml	749,500
D03-695-110	71-1103	5GL	5 ml	0.1 ml	749,500
D03-695-115	71-1104	10GL	10 ml	0.1 ml	749,500
D03-695-120	71-1106	25GL	25 ml	0.2 ml	1,027,100
D03-695-125	71-1107	30GL	30 ml	0.5 ml	1,101,600
D03-695-130	71-1108	50GL	50 ml	1.0 ml	1,445,800
D03-695-135	71-1109	100GL	100 ml	1.0 ml	1,634,600
D03-695-140	71-1110	150GL	150 ml	1.0 ml	1,887,700

Amber Glass Bottle Top Dispenser, 갈색 유리 분주기

Cat. No.	Model	Type	용량	최소눈금	EA Price ₩
D03-695-200	71-1200	1GL-A	1 ml	0.01 ml	871,700
D03-695-205	71-1201	2GL-A	2 ml	0.02 ml	871,700
D03-695-210	71-1203	5GL-A	5 ml	0.1 ml	871,700
D03-695-215	71-1204	10GL-A	10 ml	0.1 ml	871,700
D03-695-220	71-1206	25GL-A	25 ml	0.2 ml	1,173,700
D03-695-225	71-1207	30GL-A	30 ml	0.5 ml	1,249,300
D03-695-230	71-1208	50GL-A	50 ml	1.0 ml	1,743,400
D03-695-235	71-1209	100GL-A	100 ml	1.0 ml	1,951,000
D03-695-240	71-1210	150GL-A	150 ml	1.0 ml	2,215,300

- 자외선 및 빛에 민감한 Solvent와 같이 사용하기에 알맞음



- Digital Burette은 190 ~ 191 Page 참조

