

Precision Aspirator, Water Jet Pump 워터젯펌프형 정밀 아스피레이터

Cat. No.	Model	Type	Size	EA Price ₩
A04-284-010	5701	Standard ①	L130 mm	104,100
A04-284-020	5710	High Speed ②	L115 mm	121,600

- 재질 : Nickel Plated Brass
- 역류방지 밸브 (Non-Return Valve) 장착
- 진공도 측정을 위해 진공 Gauge 부착 가능
- 적은 물 분출압에도 예민하게 작용하는 정밀 고급형
- Usbeck

Rapid Action Hose ③

Cat. No.	Model	규격	EA Price ₩
A04-284-100	5741	G 1/2	37,500

- 재질 : Chromium Plated Brass

Vacuum Gauge ④

Cat. No.	Model	측정 범위	Size	EA Price ₩
A04-284-200	5730	0 ~ 1 bar	od48 mm, id42 mm	110,400

- 아스피레이터에 부착하여 진공도 측정 가능
- 측정 범위 : 0 ~ 1 bar
- 눈금 : 0.05 bar



5701



5710



5741



5730

Metal Aspirator 메탈 아스피레이터

- LK Labkorea

요철식 아스피레이터 ①

Cat. No.	Model	Description	길이	EA Price ₩
A04-11-120	MA170	Aspirator, 요철식	170 mm	27,700

- 재질 : Chrom Coated Nickel Brass
- For Cleaning Pipets and Sedimentation Tubes, as Suction Tool to draw up Spilled Liquids
- 일반 수도의 수압에서 설치시 30초 후 400 mmHg까지 감압

나사식 아스피레이터 ②

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
A04-11-111	MA140A	Aspirator, 나사식, 170 mm	27,700
A04-11-250	160A	Adapter for MA140A	6,500

- Adapter (160A) : 하단부에 아스피레이터를 연결시키고 상단부에 수도부분과 연결하여 조이면 됨 (나사식 MA140A 모델과 같이 쓰임)



MA170




160A

PTFE Aspirator 테프론 아스피레이터

Cat. No.	Model	상부 Type	EA Price ₩
A04-64-010	F1103-001	Hose Connection Ø14mm ①	80,400
A04-64-020	F1103-002	R1/4" Male Screw ②	94,600

- 재질 : PTFE, -200 ~ 280°C 내열
- 하부지름 Ø10 mm
- 불투명 PTFE 테프론 재질로 최상의 내화학성 가짐
- Flon Industry



①

②