

Drying Time Recorder 드라이빙 타임 레코더

Cat. No.	Model	Tracks	Time	Tracks 조절	EA Price ₩
D07-41-272	BK3	6 Tracks	6, 12, 24 hr	X	4,307,200
D07-41-280	BK6				8,771,100
D07-41-288	BK10	10 Tracks	6, 12, 24, 48 hr	O	10,494,000

- 코팅 시료의 건조 시간을 측정하는 장치임
- Needle이 시료를 긁고 지나가면서 건조 시간을 측정
- BK3은 스탠다드 모델이며, 트랙별 속도 조절이 안됨
- BK6, 10은 각 트랙별 속도 조절 가능
- 시료는 글라스 플레이트에 코팅함 (Size : w300×d25 mm)
- Sheen

Optional Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
D07-41-296	BK3/BW	5 g Brass Weights (6/set)	324,400
D07-41-304	BK/GS	Additional Glass Strips (12/pk)	370,800
D07-41-312	1103	Cube Applicator 25 mm, Gap37&75 um	548,200
D07-41-320	BK/CG	Caster Guide	482,000



Heat Gun, Temperature Controlled 온도 조절형 열풍기

Cat. No.	Model	Temp. Range	소비 전력	EA Price ₩
D07-70-020	GHG630	50 ~ 630℃	2000 W	165,200

- 10℃ 단위로 온도 조절 가능 (풍속 2, 3 단에서만 가능함)
- Digital LED 온도 표시 (50 ~ 630℃)
- 풍속 : 150 L/min (1단, 50℃), 300 Lit./min (2단), 500 Lit./min(3단)
- Power : 220V, 50/60 Hz
- 정격 사용시간 준수 : 2 시간
- Bosch



Heat Gun 열풍기

Cat. No.	Model	Temp. Range	소비 전력	EA Price ₩
D07-70-010	HL1610S	300, 500℃	1300 W	101,300

- 2단계 온도 조절 가능 (300℃, 500℃)
- 풍속 : 240 ~ 450 L/min
- Power : 220V, 50/60 Hz
- 정격 사용시간 준수 : 30분
- Steinel

