

Easy Electrophoresis 미니 전기영동 장치

Cat. No.	Model	Output Voltage	용량	EA Price ₩
E06-11-100	LK3397	18, 25, 35, 50, 70, 100, 135 V	Max. 500 ml	412,500

- 안전 커버 분리 시 전원이 자동 차단되어 감전 방지
- 전원공급 장치와 수조가 쉽게 분리되어 수조 세척이 용이
- 투명한 커버에 증기 배출구가 있어 통풍 및 관찰이 쉬움
- Timer 기능, 종료 시 알람 기능
- 최종으로 사용된 시간 및 출력 설정 전압 메모리 기능 장착
- 구성 : Gel Maker Set, 전원 코드, 전원 장치, 안전 커버, 수조
- LK Labkorea

상세 규격 표

Cat. No.	E06-11-100	
Model	EE-001	
Max.Capacity	500 ml	
Timer	1 ~ 99 min	
Size	Power Supply	w163×d73×h62 mm
	Water Tank	w158×d161×h50 mm
Input Voltage	AC 100 ~ 240V, 50/60 Hz	
Output Voltage	18, 25, 35, 50, 70, 100, 135 V	

Gel Maker Set Size

Size (w×d×h)	Gel Tank	Get Tray(L)	Gel Tray(S)	Comb	Well	Gel Divider
	122×130×15 mm	124×121×15 mm	124×59×15 mm	13 / 26 well	13 well - 6×1 mm 26 well - 2×1 mm	135×16×3 mm



Blotting Paper 블로팅 페이퍼

Cat. No.	Model	Grade	두께	PK Price ₩
C08-07-050	3030917	3 MM Chr	0.34 mm	100ea 488,000

- Suitable for Southern, Northern, Western transfer
- 일반 크로마토그래피, 전기영동, 일반 화학 분야에서도 널리 사용
- Size : 460×570 mm, 100 pcs/pack
- Whatman



Blotting Membrane 블로팅 멤브레인

- GVS Life Science

Neutral Nylon(NY) Blotting Membrane

Cat. No.	Model	Pore Size	Size	EA Price ₩
E06-594-103	1213405	0.2 um	300mm×3m	263,000
E06-594-107	1213364	0.45 um	300mm×3m	263,000

- 오염이나 왜곡을 방지하기 위해 내구력과 견고성이 높음
- 최대 350 μg/cm² 의 핵산 결합력으로 Transfer 효율성을 증가 시킴
- 분석에 방해 될 가능성이 있는 습윤제가 필요 없음 (Hydrophilic)
- 용도 : Northern / Southern Blotting, Protein Binding, Microarrays, Macroarrays, Dot / Slot Blots, Radiolabeled Detection, Non-Radiolabeled Detection, Colony Lifts, Plaque Lifts, Library Screening

Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Blotting Membrane

Cat. No.	Model	Pore Size	Size	EA Price ₩
E06-594-123	1214429	0.2 um	300mm×3m	352,000
E06-594-127	1212639	0.45 um	300mm×3m	319,000

- 우수한 내구성을 가지며 오염이나 왜곡을 방지하기 위해 견고성이 높음
- Low Extractable, 뛰어난 감도 • 높은 단백질 결합력 (Hydrophobic)
- 용도 : Western Blotting, Immuno Blotting, 고체상 분석, 아미노산 & 단백질 분석



Pure Nitrocellulose (NC) Blotting Membrane

Cat. No.	Model	Pore Size	Size	EA Price ₩
E06-594-113	1215458	0.2 um	300mm×3m	295,000
E06-594-117	1215471	0.45 um	300mm×3m	278,000

- 형성될 Band의 최적화된 해상도를 제공 • Low Background
- BSA의 경우 100 μg/cm² 의 결합력
- Protein Binding 또는 Immuno-Blotting에 적합
- 용도 : Western / Northern / Southern Blotting, Protein Binding, Immuno-Blotting, Dot / Slot Blots, Chemical-Luminescence Detection